תתחדשו!

SENSICA מודה לכם שבחרתם לרכוש את אחד ממוצריה. לבחירתכם תוכלו למצוא ב- SENSICA ליין מגוון של פתרונות אסטטים לפנים ולגוף. נא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על מנת להפיק את המירב ממוצר זה. שימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

בברכה,
SENSICA

תוכן עניינים

הוראות בטיחות 3
אזהרות 3
התוויות נגד 4
טכנולוגיית InTrense™ 5
ייעוד המכשיר 5
תופעות לוואי אפשריות 6
חלקי המכשיר 7
הוראות שימוש 9
תחזוקת המכשיר 13
מפרט 14

קראו בעיון את המידע שלהלן לפני שתתחילו בטיפול הראשון. אם עדיין יש לכם ספק או אינכם בטוחים שהמכשיר בטוח לשימוש, אנא היוועצו עם רופא.

הוראות בטיחות

- מכשיר זה מיועד לשימוש ע"י אנשים מעל גיל 18 בלבד.
- לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או נפשיות מופחתות יכולים להשתמש במכשיר בתנאי שהם תחת השגחה או קיבלו הנחיות לשימוש בטוח ע"י אדם שאחראי לבטיחותם.
- אין למקם, לאחסן או להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או בקרבת מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לפתוח או לתקן את המכשיר, מכיוון שאתם עלולים להיחשף לרכיבים חשמליים מסוכנים שעלולים לגרום לנזק גופני.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. סכנת התחשמלות!
- אין להשתמש במכשיר אם חלק כלשהו חסר, פגום או אבד, אם הוא לא פועל כראוי, אם אתם מבחינים או מריחים עשן, או אם המכשיר לח או רטוב.
- אין להשתמש במכשיר עם ספק כוח אחר מהמקורי. לעולם אל תשתמשו במתאמים שאינם מאושרים על ידי היצרן. במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף את הכבל רק על ידי נציג היבואן. לסיוע נוסף, צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.
- לפני השימוש במכשיר, ודאו שהוא נקי, יבש ושלם. הוראות הניקוי מפורטות בסעיף ניקוי ואחסון.
- אין להשתמש במכשיר מבלי למרוח תחילה את ג'ל הבסיס.
- אין להשתמש בג'ל הבסיס לאחר תאריך התפוגה שלו.

הערה: ג'ל הבסיס מיועד לשימוש חיצוני בלבד. הימנעו ממגע ישיר עם העיניים. במקרה של מגע כזה יש לשטוף מיד את העיניים במים.

אזהרות

אין להשתמש במכשיר:

- אם יש לכם שתלים קבועים באזור הטיפול המיועד, כגון: סיליקון או חומרים כימיים מוזרקים, לוחיות מתכת או שתלים מתכתיים אחרים.
- אם במהלך 3 החודשים האחרונים עברתם ניתוח, כולל ניתוח פלסטי או הליך אסתטי, כגון הרמת פנים או ניתוח עפעפיים או אם עברתם הזרקות אסטיות של חומרי מילוי כגון: חומצה היאלורונית, קולגן, שומן או בוטוקס באזור הטיפול.

- אם עברתם פיליגן כימי מקצועי במהלך 3 החודשים האחרונים עם חומצות אלפא הידרוקסיל (AHA), כגון חומצה גליקולית, או חומצת בטא הידרוקסיל (BHA), או אם עברתם טיפול פנים כגון: דרמברסיה, שיקום פנים , פילינג כימי עמוק (פנול, חומצה טריכלוראצטית-TCA), ו/או טיפולי לייזר אבלטיביים.
- מעל הנחיריים, השפתיים, האוזניים, השד או אזור איברי המין, או אזורים שאינם מומלצים במדריך זה.
- מעל בלוטת התריס מכיוון שהדבר עלול לגרום לתופעות לוואי.
- מעל העפעפיים, העיניים או צידי העיניים (ליד האף), מכיוון שזה עלול לגרום נזק לעיניים.
- בקרבת פריטי מתכת, כגון תכשיטים או פירסינג, קעקועים או איפור קבוע.
- על כוויות, כתמים חומים כהים או שחורים כגון: נמשים, סימני לידה, שומות או שלפוחיות.
- אם אתם אלרגיים או רגישים לכרום, ניקל או כל רכיב של ג'ל הבסיס.
- על אזורים שעירים בגוף, שכן הדבר עלול לשרוף את השערות.

הערה: אם עברתם הליכים אסתטיים אחרים באזור הטיפול המיועד, או אם טיפלתם בעור בתרופה במרשם במהלך 3 החודשים האחרונים, או אם יש לכם חששות כלשהם בנוגע לתופעות לוואי, אנא התייעצו עם רופא לפני השימוש.

התוויות נגד

אין להשתמש במכשיר אם:

- יש לכם שתל פעיל, כגון קוצב לב או משאבות אינסולין או אם יש לכם בעיית לב חמורה ידועה, כגון הפרעת קצב.
- את בהריון או מניקה.
- אתם סובלים מסוכרת או מחלות מטבוליות אחרות, מאחר והן עלולות לגרום לדחיית ריפוי וזיהום במקרה של תופעת לוואי.
- יש לכם מערכת חיסונית מוחלשת או מחלה אוטו-אימונית, כגון איידס או לופוס, או אם אתם משתמשים בתרופות המשפיעות על המערכת החיסונית.
- אתם סובלים מהפרעות בקרישת הדם, מדימום או חבלות יתר, ריפוי פצעים פגום או אם אתם נוטלים באופן שגרתי תרופות לדילול דם.
- אתם סובלים מהיסטוריה של פקקת ורידים.
- אתם סובלים מהיווצרות צלקות קלואידיות (צמיחה של רקמת צלקת נוספת שבה העור החלים לאחר הפציעה) באזור הטיפול.
- יש לכם יש מחלה קיצונית, כגון הפטיטיס, מחלת כבד או אפילפסיה.
- אתם בעלי עור רגיש וסובלים תכופות מאדמומיות, פריחות, דלקות, פצעונים (כגון פסוריאזיס), שלפוחיות,

פצעים, זיהומים, אקנה או עור יבש במיוחד.

- יש לכם בעייה תחושתית בזיהוי טמפרטורה.
- נטלתם תרופה על בסיס Accutane ב-6 החודשים האחרונים.
- יש לכם מחלת חום או מחלת עור פעילה, כגון הרפס, אקזמה, פריחות וכדומה, באזור הטיפול.
- אובחנתם עם סרטן עור, יש לכם אזורים בסיכון לממאירות, או אם קיבלתם טיפול קרינתי או כימותרפי במהלך 3 החודשים האחרונים.

טכנולוגיית InTrense™

מכשיר ה-Sensilift Mini הינו מכשיר לא פולשני לשימוש ביתי המשתמש בגלי רדיו (RF), אנרגיה אלקטרומגנטית שנועדה להפחית קמטים, למיצוק העור ולחידוש גמישות העור. המכשיר מתאים לכל סוגי העור, קל לשימוש ומספק תוצאות מעולות לאורך זמן.

טכנולוגיית RF נמצאת בשימוש במרפאות מזה מספר שנים ונמצאה כיעילה ביותר. למכשיר שתי אלקטרודות המעבירות את אנרגיית ה- RF לתוך העור על מנת לכווץ סיבי קולגן ולעורר את הייצור הטבעי של הקולגן, שדועך ככל שאנו מתבגרים. בשימוש נכון ובהתאם לפרוטוקול הטיפול המומלץ, המכשיר מפחית קמטים וכן ממצק את העור ומחדש את הגמישות שלו. ניתן לראות תוצאות כבר לאחר הטיפול הראשון.

ייעוד המכשיר

- לנשים וגברים המעוניינים: להפחית קמטים בפנים, להדק את עור הפנים ולחדש את גמישות העור.
- לשימוש באזורי הפנים, במיוחד: "רגלי עורב", קמטי חיוך ובין הגבות.
- לשימוש על קמטים עדינים עד בינוניים.
- לשימוש עם ג'ל הבסיס. ג'ל זה תוכנן במיוחד לעבודה עם מכשירי RF של Sensica ומבטיח הולכה נכונה של אנרגיית RF. שימוש בג'ל יספק את התוצאות הטובות ביותר על ידי שיפור המגע בין המכשיר לעור ושיפור את מוליכות העור.

הערה: מכשיר זה תוכנן לטיפול אישי ומיועד למשתמש בודד ולשימוש ביתי בלבד.

תופעות לוואי אפשריות

בעת שימוש במכשיר בהתאם להוראות השימוש, תופעות הלוואי נדירות. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לחוות אי נוחות קלה במהלך השימוש. תופעות הלוואי המפורטות בטבלה שלהלן יעלמו מאליהן תוך שעות ספורות. באם אתם חווים תופעות לוואי חמורות יותר (כמפורט בטבלה שלהלן), הפסיקו את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא במידת הצורך.

דרגת החומרה	תדירות	תופעות הלוואי
מָתוּן	נפוץ	כאב מקומי
		גירוי עור
		אדמומיות בעור
		רגישות העור
		אלרגיה או רגישות לג'ל הבסיס
בינוני	נדיר	כוויות עור קלות
		שינויי פיגמנטציה
		אדמומיות ונפיחות יתר
		אורטיקריה, פורפורה או המטומה
חמור	נדיר ביותר	כוויות חמורות
		דלקות
		צלקות
		שלפוחיות

יש לדווח לשירות הלקוחות על כל אירוע חמור שהתרחש בעקבות השימוש במכשיר.

חלקי המכשיר


לחצן הפעלה/כיבוי
ובחירת רמת אנרגיה
5
מחוון רמת אנרגיית RF
4
נורית חיווי
3
2
אצבעות RF


שקע חשמל
6
1
חיישני טמפרטורה

כפתורים ונוריות חיווי

1. לחצן הפעלה/כיבוי ובחירת רמת אנרגיה

כל שעליכם לעשות הוא לגעת בלחצן (לאחר חיבור המכשיר לחשמל) כדי להפעיל את המכשיר ברמת אנרגיה 1, (נורית אחת מוארת בתצוגת רמת האנרגיה). ברגע שהמכשיר מגיע לרמה הגבוהה ביותר, נגיעה עדינה נוספת תכבה את המכשיר.

המכשיר יעבור אוטומטית למצב המתנה כאשר לא מזוהה שימוש במשך 45 שניות.

2. נוריות חיווי

נורית חיווי	**הבהוב צהוב**	המכשיר נמצא במצב המתנה. אם הנורה כבויה, ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל.
	ירוק	המכשיר נמצא במצב טיפול. מזוהה מגע עם העור, אנרגיית RF מופעלת והטיפול פעיל.
	הבהוב ירוק וצהוב	המכשיר נמצא במצב שגיאה. התרחשה תקלה המונעת את שידור ה-RF.
בחירת רמת האנרגיה	**3 נוריות של רמת האנרגיה**	געו בלחצן בחירת רמת אנרגיית ה-RF עד שתגיעו לרמת האנרגיה הרצויה: 1, 2, 3 או כבוי. כל שינוי ברמת האנרגיה תגרום לנורה אחרת במחוון רמת אנרגיית ה-RF להידלק.

הוראות שימוש

המכשיר מיועד לשימוש באזורי הפנים, במיוחד: "רגלי עורב", קמטי חיוך ובין הגבות.

למה לצפות

במהלך הטיפול, אתם עשויים לחוות:

- תחושת חום שנוצרת על ידי אנרגיית ה-RF.
- אדמומיות קלה על העור - במהלך כל טיפול ולאחריו.

טיפול בוחן

לפני הטיפול הראשון בכל אזור, מומלץ לבדוק את העור באותו אזור כדי לקבוע את תגובתו לטיפול במכשיר ולהגדיר באופן מיטבי את רמת האנרגיה. אזורי גוף שונים עשויים להיות בעלי רגישות שונה ולכן עשויים לדרוש רמות אנרגיה שונות.

בצעו טיפול בוחן בכל אזור בו אתם מתכוונים לטפל 48 שעות לפני הטיפול המלא.

- הכינו את העור שלכם כמתואר להלן ב"**שלב 1: הכנת אזור הטיפול**".
- לפני השימוש במכשיר יש למרוח שכבה אחידה ודקה של ג'ל הבסיס על אזור הטיפול.
- התחילו את הבדיקה ברמת אנרגיה 1 ועוצמת מסאז' 1 והניעו את המכשיר בתנועות מעגליות איטיות.
- עברו לרמות האנרגיה והמסאז' הבאות בהתאם לנוחות שלכם. הפסיקו את הבדיקה אם אתם לא מרגישים בנוח או אם אתם חשים בתופעות לוואי כלשהן.
- בצעו את הבדיקה המקדימה במשך 3 דקות.
- המתינו 48 שעות ובדקו את האזור הנבדק.
- אם העור באזור הנבדק נראה תקין ואין תופעות לוואי, ניתן להמשיך בטיפול מלא ברמת האנרגיה הנוחה הגבוהה ביותר שבדקתם.

הערה: ניתן לבחור כל רמת אנרגיית RF שתימצא נוחה. ככל שרמת האנרגייה גבוהה יותר, כך יתאפשר חימום מהיר ואחיד יותר. ניתן להשיג תוצאות מקסימליות בכל רמת אנרגיה, אך ברמות נמוכות, ייקח יותר זמן להגיע לטמפרטורה האפקטיבית.

שלב 1: הכנת אזור הטיפול

1. לפני השימוש יש לוודא שהעור יבש, נקי וללא תכשירים כגון קרם לחות, איפור וכד'.
2. הקפידו להסיר את כל התכשיטים מאזור הטיפול ומהידיים.
3. אין להשתמש בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או תכשירים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור שעה אחת לפני השימוש במכשיר שכן הדבר עלול לגרום לכוויות.
4. המכשיר מתאים גם לגברים. עם זאת, יש לוודא שהעור מגולח לפני הטיפול.

שלב 2: טיפול

המכשיר תוכנן לבטיחות מקסימלית על מנת לשמור על העור שלך. לכן 2 חיישני בטיחות חכמים, מנטרים את הטמפרטורה של העור לאורך כל הטיפול ושומרים עליה בטווח האפקטיבי והבטוח. כאשר הטמפרטורה מגיעה ל-420 החום נפסק אוטומטית, וחוזר לפעול מייד עם ירידת הטמפרטורה.

1. יש לוודא שהמכשיר נקי, יבש ושלם לפני השימוש.
2. מרחו שכבה אחידה של ג'ל הבסיס על האזור בו אתם מתכוונים לטפל.
3. קבעו את רמת האנרגיה בהתאם לרמה שבחרתם בטיפול הבוחן. געו בלחצן בחירת האנרגייה עד שתגיעו לרמה הרצויה: 1, 2 או 3.

הערה: נורמלי להרגיש ירידה ברמת החימום לאורך הטיפול. המכשיר משנה את רמת החימום על מנת לשמור על טמפרטורה אפקטיבית ובטוחה.

---

4. הניחו את האלקטרודות על אזור הטיפול, תוך הקפדה על מגע מלא עם העור במהלך כל הטיפול. אור ירוק בנורית החיווי מצביע על מגע תקין. כאשר הנורית אינה דולקת, המכשיר לא מייצר אנרגיה.
5. אם לאחר 10 שניות, עדיין לא מורגש חום, נסו:
   - להקטין את שטח הטיפול
   - להגביר את רמת האנרגיה
   - להאט את התנועות הסיבוביות
6. לאחר סיום הטיפול, יש לנגב את יתרת ג'ל הבסיס מהאזור המטופל.
7. הוראות ניקוי המכשיר מפורטות בפרק **ניקוי ואחסון**.

שלב 3: לאחר הטיפול

- אנו ממליצים להשתמש גם בקרם האנטי אייג'ינג של Sensica כדי להגביר את יעילות הטיפול ולהבטיח תוצאות לאורך זמן (זמין לרכישה ב-www.sensica.co.il).
- יש למרוח קרם הגנה בעל פקטור גבוה (לפחות SPF 30) ולהגן על אזור הטיפול מאור השמש במשך שבועיים לאחר הטיפול.
- לאחר הטיפול, הימנעו מכל שימוש במים חמים או תכשירי ניקוי למשך יומיים באזור הטיפול.
- השימוש באיפור מותר מיד לאחר הטיפול.

טיפול מומלץ

לתוצאות ארוכות טווח, השלימו 8 טיפולים בתדירות של אחת לשבוע עבור כל אזור טיפול. לאחר מכן, ניתן לבצע טיפולי תחזוקה כל 4-8 שבועות או על פי הצורך.

אזור הטיפול		זמן טיפול מומלץ	תנועה מומלצת
מצח		10 דקות	למעלה ולמטה על המצח
בין הגבות		5 דקות	תנועות מעגליות קטנות או למעלה ולמטה
רגלי עורב		5 דקות בכל צד	תנועות מעגליות רציפות ואיטיות מצד לצד
לחיים		5 דקות בכל צד	תנועות מעגליות איטיות על הלחיים

אזור הטיפול		זמן טיפול מומלץ	תנועה מומלצת
קמטי חיוך		5 דקות בכל צד	תנועות מעלה ומטה על קמטי החיוך
סנטר		5 דקות	מצד לצד
קו הלסת		5 דקות בכל צד	לאורך קו הלסת
צוואר		5 דקות בכל צד	למעלה ולמטה

התגובה לטיפול שונה בין אנשים ותלויה בגורמים סביבתיים, ביולוגיים, תורשה והזדקנות.

⚠ **אזהרה:** הימנעו ממגע בקרבת העיניים, הנחיריים וחלל הפה, שכן טיפול באזורים אלו עלול לגרום לתופעות לוואי.

⚠ **אזהרה:** הימנעו מטיפול בשליש התחתון של הצוואר מכיוון שאזור זה רגיש יותר והימנעו מטיפול באזור בלוטת התריס.

תחזוקת המכשיר

ניקוי ואחסון

- לפני הניקוי והאחסון הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
- להבטחת ביצועים מקסימליים, מומלץ לנקות את המכשיר ובמיוחד את האלקטרודות ואת יתרת ג'ל הבסיס לאחר כל טיפול עם מטלית יבשה ונקייה.
- אין להשתמש במים או בנוזלי ניקוי אחרים, שכן הם עלולים לגרום נזק למכשיר ולסכנה בטיחותית.
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש. אין להניח, לאחסן או להשתמש במכשיר באמבטיה,במקלחת, או בקרבת מים מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות.

טיפול בתקלות

אם המכשיר לא נדלק:

- ודאו שהמכשיר מחובר למקור חשמל.

אם אינכם מרגישים חום:

- ודאו שיש מגע מלא עם העור נורית החיווי תאיר בירוק.
- ודאו שמרחתם מספיק ג'ל בסיס.
- זכרו שהמכשיר מגיב לעור שלכם ועשוי להפחית זמנית את החום מטעמי בטיחות.

במקרה של לכלוך או פסולת על אצבעות הטיפול:

- יש לנקות אותן בהתאם לסעיף ניקוי ואחסון. אם אינכם מצליחים לנקות את האזור, פנו לשירות הלקוחות שלנו.

במקרה של שגיאה כללית:

- אפסו את המכשיר על ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל בקיר, המתינו 10 שניות ולאחר מכן חברו אותה מחדש.

אם התקלה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.

שירות לקוחות

ליצירת קשר עם שירות הלקוחות, ראה פרטי התקשרות בכריכה הפנימית של המדריך.

מפרט

עוצמת האנרגיה
6 ± 0.5 W

תדר
1 ± 0.05 מגה-הרץ

רמות אנרגיה לבחירה
3 רמות

חישני טמפרטורה
החימום מופסק אוטומטית כשטמפ' העור מגיעה ל-40°C. החימום מופעל מחדש כשהטמפ' יורדת.

שטח טיפול
2.2~ סמ"ר

מתח ותדר חשמלי
100-240VAC
50–60Hz, 9VDC, 1.5A

משקל וגודל המכשיר
98 גרם
165x35x48 מ״מ

הוראות אחסון

תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורה	-25-70°C
לחות יחסית	10-90% בטמפ' של 55°C
לחץ	שאינו מתעבה
תנאי תפעול	
טמפרטורה	5-40°C
לחות יחסית	20-80%
גובה מירבי	כ-3000 מטר

דגם: ST050


בידוד משולש


הערות שימושיות


מיחזור ושמירה על הסבירה


יש לקרוא בעיון את האזהרות וההוראות לפני השימוש


אין לאפשר למכשיר להירטב


אין להשתמש במכשיר במקלחת, באמבטיה או בקרבת מים


מוצרים וחומרי אריזה הניתנים למחזור - אין להשליכם עם אשפה רגילה






השתמשו במכשיר רק עם ספק הכוח המקורי. למען בטיחותכם, אין להשתמש במתאמי DC שאינם מאושרים על ידי היצרן.

תעודת אחריות

תתחדשו! רכשתם מוצר מתוצרת Sensica.

יש לנו אמון מלא בכל מוצר של Sensica - אנו יודעים שהחברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר, כיון שהמכשירים שלנו עוברים שלל בדיקות ובקרות איכות. במקרה הבלתי סביר שתמצאו במוצר בעיה, היא תכוסה ע"י האחריות.

שנתיים אחריות מוגבלת

האחריות מכסה רק את מכשיריה של Sensica. מוצרי Sensica אחרים כגון פדים או קרמים הוגדרו כמתכלים ואינם כלולים באחריות זו.

האחריות המוגבלת מכסה תקלות הנובעות מיצור המוצר שלכם, בין אם רכשתם אותו ישירות מהאתר הרשמי או ממשווק מורשה. אישור האחריות יינתן רק אם תוצג חשבונית מקורית. האחריות חלה רק על מוצרים שיוכח שהינם תקולים.

כדי לקבל שירות במסגרת האחריות למוצר Sensica, פנו למחלקת השירות לקוחות.

על מנת להשתמש באחריות, Sensica תדרוש הוכחה לרכישה. הציגו את החשבונית או אישור אספקה שכוללים את תאריך הרכישה של המוצר.

הזינו את מספר החשבונית באתר שלנו כדי להפעיל את האחריות.

www.sensica.co.il

جدول المحتويات

احتياطات 17
تحذيرات 18
موانع 19
تقنية ال InTrense™ 20
الاستخدام المقصود 20
الآثار السلبية المحتملة 21
اجزاء الجهاز 22
وصف واجهة المستخدم 23
تعليمات المستخدم 24
صيانة الجهاز 28
معلمات مواصفات الجهاز 30

اقرأ المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل أن تبدأ علاجك الأول. إذا كنت لا تزال لديك أي شكوك أو لم تكن متأكدًا من أن الجهاز آمن لاستخدامك ، فيرجى استشارة طبيبك.

احتياطات

- •لا تستخدم من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- •يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- •يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو تم توجيههم في الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها.
- •لا تضع أو تخزن أو تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء، لأنه قد يؤدي إلى الصعق بالكهرباء الشديد.
- •لا تقم بفتح الجهاز أو إصلاحه، لأنه قد يعرضك لمكونات كهربائية خطيرة قد تسبب أضرارًا جسدية خطيرة.
- •لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء، لأنه يمثل خطر الصعق بالكهرباء.
- •لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من الجهاز أو ملحقاته: لا يعمل بشكل صحيح، أو يبدو تالفًا أو مكسورًا أو قضفاضًا أو مفقودًا أو مبللاً، أو إذا رأيت أو شممت رائحة دخان.
- •لا تستخدم الجهاز مع مصدر طاقة غير ذلك للزود بالجهاز. قد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة وتوقفها عن العمل. لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر التي لم توافق عليها الشركة المصنعة. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبدال الكابل فقط من قبل الشركة المصنعة أو الموزع المؤهل. اتصل بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.
- •قبل استخدام هذا الجهاز، تأكد من أنه نظيف وجاف وسليم. يتم تفصيل تعليمات التنظيف تحت قسم التنظيف والتخزين.
- لا تستخدم الجهاز دون وضع هلام الأساس أولاً.
- لا تستخدمي جل الأساس بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

ملاحظة: جل الأساس للاستخدام الخارجي فقط - تجنب ملامسة العين مباشرة. في حالة حدوث مثل هذا الاتصال ، اغسل العين على الفور بالماء.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز:

- إذا كان لديك أي غرسات دائمة في منطقة العلاج المخصصة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السيليكون أو المواد الكيميائية المحقونة أو الألواح المعدنية أو المواد المعدنية الأخرى.
- إذا أجريت جراحة تجميلية ، مثل شد الوجه أو جراحة الجفن ، أو إذا كان لديك حقن تجميلية لمواد مالئة مثل: حمض الهيالورونيك ، أو الكولاجين ، أو الدهون ، أو توكسين البوتولينوم ، في منطقة العلاج خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت قد أجريت تقشيرًا كيميائيًا احترافيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية باستخدام أحماض ألفا هيدروكسيل (AHA) ، مثل حمض الجليكوليك أو حمض بيتا هيدروكسيل (BHA) ، أو إذا كان لديك تقشير احترافي للوجه مثل: تسحيج الجلد وتقشير الوجه ، التقشير الكيميائي العميق (الفينول ، حمض ثلاثي كلورو أسيتيك- TCA) ، و / أو علاجات الليزر الاستئصالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- فوق فتحات الأنف أو شفاه الفم أو الأذنين أو الثدي أو منطقة الأعضاء التناسلية أو مناطق غير موصى بها في دليل المستخدم هذا.
- فرط نشاط الغدة الدرقية لأنه قد يتسبب في أحداث سلبية.
- فوق الجفون أو العينين أو جانبي العينين (بجوار أنفك) ، حيث قد يتسبب ذلك في تلف العين.
- إذا كان لديك أي عناصر معدنية ، مثل المجوهرات أو الثقب ، أو الوشم أو المكياج الدائم في منطقة / مناطق العلاج المحددة.
- حروق الشمس ، بقع بنية داكنة أو سوداء مثل: النمش ، علامات الولادة ، الشامات أو البثور في منطقة العلاج.
- إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية من الكروم أو النيكل أو أي مكون من مكونات جل الأساس.
- لا تستخدمي الجهاز فوق المناطق المشعرة من الجسم ، فقد يؤدي ذلك إلى حروق الشعر.

ملحوظة: إذا كنت قد خضعت لأي إجراءات جمالية أخرى في منطقة العلاج المحددة ، أو إذا كنت قد عالجت الجلد بعقار موصوف خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، أو إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن الآثار الضارة المحتملة ، فيرجى استشارة طبيبك قبل الاستخدام الجهاز.

موانع

لا تستخدم الجهاز إذا كنت:

- لديك غرسة نشطة ، مثل منظم ضربات القلب أو مضخات الأنسولين ، أو إذا كان لديك أي اضطراب قلبي حاد معروف ، مثل عدم انتظام ضربات القلب.
- حامل أو مرضع.
- يعانون من أمراض الغدد الصماء أو التمثيل الغذائي الشديدة أو غير المنضبطة ، مثل مرض السكري أو مرض الغدة الدرقية غير المنضبط.
- لديك جهاز مناعي تالف أو اضطراب في المناعة الذاتية ، مثل الإيدز أو الذئبة ، أو إذا كنت تستخدم أدوية تؤثر على جهاز المناعة.
- تعاني من اضطرابات تخثر الدم ، نزيف مفرط أو كدمات ، تلف في التئام الجروح أو إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم بشكل روتيني.
- يعاني من تاريخ من تجلط الأوردة العميقة.
- لديهم تاريخ من اضطرابات الكولاجين أو يعانون من تندب الجدرة (نمو أنسجة ندبة إضافية حيث يلتئم الجلد بعد الإصابة).
- يعاني من مرض شديد عام ، مثل التهاب الكبد أو مرض الكبد أو الصرع.
- يعانون من حساسية الجلد أو تلفه ، كما في حالات الاحمرار المتكرر أو الطفح الجلدي أو الالتهابات أو البثور (مثل الصدفية) أو البثور أو القروح أو الالتهابات أو حب الشباب أو الجلد شديد الجفاف.
- قللوا أو بالغوا في إدراك تغير درجة الحرارة.
- تناولت عقار Accutane في الأشهر الستة الماضية.
- لديك مرض ناتج عن الحرارة أو مرض جلدي نشط ، مثل الهربس ، والأكزيما ، والطفح الجلدي ، وما إلى ذلك ، في منطقة العلاج.
- مصاب بسرطان الجلد ، أو مناطق معرضة لخطر الإصابة بأورام خبيثة ، أو إذا تلقيت علاجًا إشعاعيًا أو علاجًا كيميائيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تقنية ال InTrense™

هذا جهاز للاستخدام المنزلي غير جراحي يستخدم التردد اللاسلكي (RF) ، وهو شكل من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية ، ويهدف إلى تقليل التجاعيد وشد الجلد وتجديد مرونة الجلد. إنه مناسب لجميع ألوان البشرة ، وسهل الاستخدام ، ويوفر نتائج ملحوظة وطويلة الأمد.

تم استخدام تقنية RF في عيادات الأطباء لعدة سنوات ووجد أنها فعالة للغاية. يحتوي الجهاز على قطبين كهربائيين ينقلان طاقة التردد اللاسلكي إلى الجلد لعقد ألياف الكولاجين وتحفيز الإنتاج الطبيعي للكولاجين ، والذي يتناقص مع تقدمنا في العمر. في حالة استخدامه بشكل صحيح ووفقًا للعلاج الموصى به ، سيقلل الجهاز من ظهور التجاعيد بالإضافة إلى شد الجلد وتجديد مرونته. قد تظهر النتائج بعد علاج واحد فقط.

الاستخدام المقصود

الجهاز مخصص:

- للنساء والرجال الراغبين في: تقليل تجاعيد الوجه وشد بشرة الوجه وتجديد مرونة الجلد .
- للاستخدام في مناطق الوجه ، على وجه التحديد: "أقدام الغراب" و "طيات الابتسامة" و "أحد عشر".
- للاستخدام على التجاعيد الدقيقة والمتوسطة العميقة.
- يستخدم مع جل الأساس. تم تصميم هذا الجل خصيصًا للعمل مع أجهزة Sensica RF ويضمن التوصيل المناسب لطاقة RF. سيوفر هذا أفضل النتائج الممكنة من خلال تحسين الاتصال بين الجهاز والجلد لتحسين توصيل الجلد.

ملاحظة : تم تصميم هذا الجهاز خصيصًا لعلاجك الشخصي وهو مخصص لمستخدم واحد وللاستخدام المنزلي فقط.

الآثار السلبية المحتملة

عند استخدام الجهاز وفقًا لتعليمات الاستخدام ، من النادر حدوث آثار ضارة. ومع ذلك ، فإن كل إجراء تجميلي ، بما في ذلك استخدام الأجهزة المنزلية ، قد يتسبب في درجة معينة من الآثار الضارة (كما هو موضح في الجدول أدناه). في حالة ظهور آثار سلبية ، توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك إذا لزم الأمر. يجب تخفيف الآثار السلبية الخفيفة تلقائيًا في غضون ساعات قليلة.

شدة التأثير الضار	تواتر التأثير الضار	الآثار السلبية
خفيف	شائع	ألم موضعي
		تهيج الجلد
		احمرار الجلد
		حساسية الجلد
		الحساسية أو الحساسية للقاعدة
معتدل	نادر	حروق جلدية خفيفة
		تغييرات الصباغ
		احمرار وتورم مفرطين
		الشرى أو البرفرية أو الكدمات
		ورم دموي
شديد	نادر للغاية	حروق شديدة
		عدوى
		كدمات
		لاذعة

يجب إبلاغنا بأي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز)عبر خدمة العملاء(وإلى السلطة المختصة في الدولة العضو التي مقيم.

اجزاء الجهاز





وصف واجهة المستخدم

1. **زر تشغيل / إيقاف واختيار الطاقة** - ما عليك سوى لمس الزر (بعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة) لتشغيل الجهاز عند مستوى الطاقة 1 ، كما هو موضح بواسطة مصباح مضيء في شاشة عرض مستوى الطاقة. بمجرد وصوله إلى أعلى مستوى ، ستؤدي لمسة لطيفة أخرى إلى إيقاف تشغيل الجهاز. سيتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد عند تركه دون مراقبة لمدة 45 ثانية.

2. **مؤشرات الحالة**

مؤشر الحالة	وميض الضوء الأصفر	الجهاز في وضع الاستعداد الوضع . في حالة عدم وجود ضوء ، تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
	ضوء أخضر ثابت	الجهاز في وضع العلاج . يتم تنشيط RF ، يتم الكشف عن ملامسة الجلد ، ويخضع العلاج.
	ب . الربط بالتناوب بين الأضواء الخضراء والصفراء	الجهاز في وضع الخطأ . حدث عطل ويمنع توصيل التردد اللاسلكي.
زر اللمس اختيار مستوى طاقة التردد اللاسلكي	3-1 أضواء مستويات الطاقة	المس تحديد مستوى طاقة التردد اللاسلكي بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 ، 2 ، 3 أو إيقاف. ستؤدي كل زيادة في المستويات إلى إضاءة ضوء آخر في مؤشر مستوى طاقة التردد اللاسلكي.

تعليمات المستخدم

الجهاز مخصص للاستخدام في مناطق الوجه ، وتحديداً: "أقدام الغراب" و "طيات الابتسامة" و "أحد عشر".

ماذا تتوقع

من الطبيعي أن تشعر أثناء العلاج بما يلي:

- الإحساس بالدفء الناتج عن طاقة التردد اللاسلكي.
- بعض اللون الأحمر أو الوردي الخفيف على الجلد - أثناء وبعد كل علاج.

اختبار أولي

يهدف الاختبار الأولي إلى تحديد رد فعل بشرتك على العلاج ومساعدتك في العثور على أفضل الإعدادات لكل منطقة علاج.

قم بإجراء اختبار أولي على كل منطقة تنوي علاجها قبل 48 ساعة من العلاج الكامل.

- حضري بشرتك كما هو موضح أدناه في " الخطوة 1: جهزي بشرتك ".
- قبل استخدام الجهاز ، ضع طبقة متساوية من القاعدة جل في منطقة العلاج.
- ابدأ الاختبار بمستوى الطاقة 1 وحرك الجهاز بحركات دائرية صغيرة.
- قم بزيادة مستويات الطاقة وفقًا لراحتك. أوقف الاختبار إذا كنت لا تشعر بالراحة أو إذا رأيت آثارًا عكسية.
- قم بإجراء الاختبار الأولي لمدة إجمالية تبلغ حوالي 3 دقائق.
- انتظر 48 ساعة وافحص المنطقة المختبرة.
- إذا بدا الجلد في المنطقة المختبرة طبيعيًا ولا توجد آثار ضارة ، يمكنك متابعة العلاج الكامل بأعلى مستوى طاقة مريح قمت باختباره.

ملاحظة: يمكنك تحديد أي مستوى طاقة RF تجده مريحًا. يشير مستوى طاقة التردد اللاسلكي إلى المعدل الذي ترتفع فيه درجة الحرارة في وضع التسخين. سيتيح مستوى طاقة التردد اللاسلكي العالي تسخينًا أسرع وأكثر تساويًا. يمكنك تحقيق أقصى قدر من النتائج مع جميع مستويات طاقة التردد اللاسلكي ، ولكن بالنسبة للمستويات الأقل ، سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول للوصول إلى درجة الحرارة الفعالة.

الخطوة 1: جهزي بشرتك

1. قبل الاستخدام ، تأكد من أن بشرتك جافة ونظيفة وخالية من المنتجات الموضعية مثل: المرطبات أو السوائل أو الوبر.
2. تأكد من إزالة جميع المجوهرات من منطقة العلاج ومن يديك.
3. لا تستخدم أبدًا السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد قبل ساعة

واحدة من استخدام الجهاز لأنه قد يتسبب في حرق الجلد.

4. الجهاز مناسب للرجال. ومع ذلك ، يجب على المستخدمين الذكور التأكد من أن بشرتهم نظيفة قبل العلاج.

الخطوة 2: تشغيل الجهاز

الجهاز مزود بجهازي استشعار أمان والتي ستحافظ على درجة الحرارة في نطاق فعال وآمن طوال فترة العلاج.

1. تأكد من أن الجهاز نظيف وجاف وسليم قبل الاستخدام.
2. ضع طبقة متساوية من Base Gel على المنطقة التي تنوي علاجها.
3. اضبط مستوى طاقة التردد اللاسلكي (RF) على المستوى الذي حددته في معالجة اختبارك الأولية. المس زر تحديد مستوى طاقة التردد اللاسلكي بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 أو 2 أو 3.

ملاحظة: يوقف الجهاز التسخين عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ؛ ثم يتم إعادة تنشيط التسخين عندما تنخفض درجة الحرارة.

---

4. ضع أصابع العلاج على المنطقة المقصودة ، مع ضمان ملامسة الجلد بالكامل أثناء العلاج بالكامل. سيشير الجهاز إلى ملامسة الجلد المناسبة بواسطة ضوء الحالة الأخضر. إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح ، فلن يتم توصيل طاقة التردد اللاسلكي.
5. إذا لم تشعر بالدفء بعد حوالي 10 ثوان ، فحاول تحريك الجهاز على منطقة معالجة أصغر و / أو زيادة طاقة التردد اللاسلكي.
6. بعد الانتهاء من العلاج ، امسح جل الأساس المتبقي من المنطقة المعالجة.
7. تعليمات التنظيف قبل وبعد العلاج موضحة في قسم التنظيف والتخزين .

الخطوة 3: رعاية ما بعد العلاج

- نوصيك أيضًا باستخدام كريم Sensica المضاد للشيخوخة لزيادة فعالية العلاج وضمان نتائج طويلة الأمد (متاح للشراء على .www sensica.com).
- ضع واقيًا من الشمس عالي العوامل (SPF 30 على الأقل) واحمي المنطقة المعالجة من أشعة الشمس لمدة أسبوعين بعد العلاج.
- بعد العلاج ، تجنب أي استخدام للماء الساخن على وجهك وتوقف عن استخدام المنتجات الكاشطة أو القاسية لمدة يومين.
- يمكن وضع المكياج مباشرة بعد العلاج.

العلاج الموصى به

لنتائج طويلة الأمد ، استخدم الجهاز مرة واحدة في الأسبوع على كل منطقة مرغوبة لمدة 8 أسابيع. للحفاظ على النتائج المثلى على المدى الطويل ، يمكن إجراء علاجات الصيانة حسب الحاجة كل -8 4 أسابيع.

منطقة العلاج		وقت العلاج الموصى به	حركة الجهاز الموصى بها
جبين		10 دقائق	صعودا وهبوطا عبر الجبهة
"أحد عشر"		5 دقائق	حركات دائرية صغيرة أو صعودا وهبوطا
"خطوط متجعدة حول العينين"		5 دقائق لكل جانب	حركات دائرية مستمرة وبطيئة من جانب إلى جانب
الخد		5 دقائق لكل جانب	حركات دائرية بطيئة عبر الخد

منطقة العلاج		وقت العلاج الموصى به	حركة الجهاز الموصى بها
"طيات الابتسامة"		5 دقائق لكل جانب	لأعلى ولأسفل فوق "ثنايا الابتسامة"
ذقن		5 دقائق	جنبا الى جنب
الفك		5 دقائق لكل جانب	صعودا وهبوطا على طول الفك
رقبة		5 دقائق لكل جانب	صعودا وهبوطا عبر الرقبة

تختلف الاستجابة للعلاج بين الأفراد وتعتمد على العوامل البيئية والبيولوجية والوراثة والشيخوخة.

تحذير: تجنب ملامسة العينين وتجويف العينين والأنف وتجويف الفم ، لأن العلاج في هذه المناطق قد يسبب آثارًا ضارة.

تحذير: تجنب العلاج في الثلث السفلي من الرقبة لأن هذه المنطقة أكثر حساسية وتجنب علاج منطقة الغدة الدرقية (المميزة⚠).

ملاحظة : سيتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد عند تركه دون مراقبة لمدة 45 ثانية.

صيانة الجهاز

التنظيف والتخزين

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف.
- يوصى بتنظيف الجهاز ، وخاصة أصابع المعالجة ، وأجهزة استشعار درجة الحرارة ، وغطاء السيليكون ، من جل الأساس المتبقي بقطعة قماش مبللة ناعمة أو منشفة ورقية.

لا تشطف الجهاز تحت الماء الجاري ، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في الجهاز.

- حافظ على جفاف الجهاز. لا تقم أبدًا بوضع الجهاز أو تخزينه أو استخدامه بالقرب من: أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صعق كهربائي شديد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي مشاكل مع جهازك ، فيرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه لمحاولة حلها:

إذا لم يتم تشغيل الجهاز:

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح بمأخذ التيار الكهربائي وفي مقبس طاقة الجهاز.

إذا كنت لا تشعر بالحرارة:

- تحقق من اللامسة الكاملة للجلد (المشار إليها بضوء أخضر).
- تأكد من أنك قد قمت بتطبيق كمية كافية من جل الأساس.
- تذكر أن الجهاز يتفاعل مع بشرتك وقد يقلل الحرارة مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

انظر جدول مؤشر الحالة في قسم وصف واجهة المستخدم.

في حالة وجود أوساخ أو شوائب على أصابع المعالجة:

- يجب تنظيفها وفقًا لقسم التنظيف والتخزين. إذا لم تتمكن من تنظيف المنطقة ، فاتصل بخدمة العملاء.

في حالة حدوث خطأ عام:

- قم بإعادة ضبط الجهاز عن طريق فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي الموجود على الحائط ، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات مع جهازك ، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

خدمة الزبائن

إذا تعطل جهازك / توقف عن العمل أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة / المعلومات ، فيرجى الاتصال بنا. يمكنك أيضًا الاتصال بنا لطلب Base Gel إضافي ، أو يمكنك شرائه عبر الإنترنت على www.sensica.co.il. لخدمة العملاء ، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغلاف الخلفي الداخلي.

معلمات مواصفات الجهاز

يتم تشغيل جهاز RF المحمول بواسطة RF ثنائي القطب بسرعة 6 ± 0.5 واط

التردد
1 ± 0.05 ميغاهيرتز

مستويات طاقة الإخراج القابلة للتحديد
3 مستويات

مستشعرات درجة الحرارة
يتم إلغاء تنشيط تسخين RF تلقائيًا عندما تصل درجة حرارة الجلد إلى 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت. يتم إعادة تنشيط التسخين عندما تنخفض درجة الحرارة.

منطقة العلاج
~ 2.2 سم 2 / 0.34 في²

مصدر الطاقة الخارجي
الإدخال 240-100 60-50 ، VAC هرتز ، الإخراج 9 A 1.5 ، VDC

حجم ووزن الجهاز
ز ، 165 مم × 35 مم × 48 مم 98 LxHxW
أوز ، 6.5 في × 1.38 في × 3.375 1.89 في

إرشادات التخزين

شروط التخزين والنقل	
درجة حرارة	-25°C-70°C
رطوبة	10٪ إلى 90٪ رطوبة نسبية عند 55 درجة مئوية
ضغط	عدم التكثيف

الظروف التشغيلية	
درجة حرارة	5°C-40°C
رطوبة	20-80%
اقصى ارتفاع للتشغيل	3000 م.

الموديل: ST050


عزل ثلاثي


استشر تعليمات الاستخدام


نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية


يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام


يحفظ بعيداً عن الرطوبة.


يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء أو في الماء نفسه (على سبيل المثال ، في حوض غسيل أو في الدش أو حوض الاستحمام) - خطر التعرض لصدمة كهربائية!


منتجاتنا وعبواتنا قابلة لإعادة التدوير ، لا تتخلص منها!






استخدم الجهاز فقط مع مصدر الطاقة الأصلي. من أجل سلامتك ، لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

بطاقة ضمان

تهانينا على شرائك من منتجات Sensica!

لدينا ثقة كاملة في جودة كل جهاز من اجهزة Sensica - نعلم انها تلبي اعلى المعايير, لأننا نخضعها لاختبارات صارمة للجودة و الأداء, في حالة وجود عيب في جهاز Sensica, وهو امر بعيد الاحتمال, فقد يكون مشمولا بهذا الضمان.

ضمان محدود لمدة عامين

يغطي هذا الضمان اجهزة Sensica فقط. يتم تعريف منتجات Sensica الاخرى مثل الفوط او الكريمات على انها منتجات استهلاكية وبالتالي فهي غير مشمولة في الضمان. يغطي هذا الضمان العيوب المتعلقة بالشركة المصنعة .أذا قمت بشرائه مباشرة من www.sensica.co.il او من وكيل معتمد, سيتم منح الضمان فقط في حال اظهار فاتورة الشراء الاصلية يقتصر هذا الضمان على الاجهزة التي ثبت وجود عيوب فيها.

من اجل الحصول على خدمة الضمان لجهاز Sensica الخاص بك يرجى الانتقال الى موقعنا www.sensica.co.il او الاتصال بمركز خدمة العملاء للحصول على المساعدة (سوف تجد الرقم على الموقع .www sensica.co.il) تطلب Sensica اثبات الشراء, يرجى تقديم فاتورة او ايصال شراء يوضح تاريخ الشراء.

ادخل الرقم التسلسلي الخاص بك على موقعنا لتفعيل الضمان الخاص بك

www.sensica.co.il

Warranty Card

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective. In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website for assistance (www.sensica.com). Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device.

Enter your serial number on our website
to activate your warranty.

www.sensica.com

Model: ST050


Triple insulation


Consult Instructions for Use


Waste Electronic and Electrical Equipment


Please read all warnings and safety precautions prior to use


Protect from moisture.


This device must not be used near to water or in water itself (e.g., in a wash basin, in the shower or bathtub) – risk of electric shock!


Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!

CE

UK CA


Use the device only with the original power supply. For your safety, never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.

Device Specification Parameters

The RF handheld device is powered by bipolar RF at 6±0.5 Watt

Frequency
1±0.05 [MHz]

Selectable output power levels
3 levels

Temperature sensors
RF heating is automatically deactivated when skin temperature reaches 40°C/104°F. The heating is reactivated when temperature decreases.

Treatment area
~2.2cm² / 0.34in²

External power supply
Input 100-240VAC, 50-60Hz, Output 9VDC, 1.5A

Device size and weight
98g, 165mm x 35mm x 48mm
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

Storage Instructions

Storage and transport conditions	
Temperature	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humidity	10% to 90% RH at 55°C/131°F
Pressure	Non-condensing
Operational conditions	
Temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humidity	20% to 80% RH
Max operating altitude	3,000 m.

In case of a general error:

- reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.

Customer Service

If your device has broken/ stopped working or if you need any further assistance/ information, please contact us. You may also contact us to order additional Base Gel, or you can purchase it online at sensica.com.

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Note: the device will switch to standy mode when left unattended for 45 seconds.

Device Maintenance

Cleaning & Storage

- Make sure to turn off and unplug the device before cleaning.
- It is recommended to clean the device, especially the treatment fingers, temperature sensors, and silicone cover, of residual Base Gel with a soft damp cloth or wipes.

⚠ Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction.

- Keep the device dry. Never place, store or use the device near: bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause severe electrocution.

Troubleshooting

If the device does not turn on:

- Make sure that the power cord is plugged properly into the electrical outlet and into the device power socket.

If you cannot feel heat:

- Verify full contact with the skin (indicated by a green light).
- Verify that you applied enough Base Gel.
- Remember that the device reacts to your skin and may temporarily reduce heat for safety reasons.

See status indicator table in the **User Interface Description** section.

In case of dirt or debris on the treatment fingers:

- you should clean them in accordance with the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

"Smile folds"		5 minutes for each side	Up and down over the "smile folds"
Chin		5 minutes	Side to side
Jawline		5 minutes for each side	Up and down along the jaw
Neck		5 minutes for each side	Up and down across the neck

Response to the treatment differs between individuals and depends on environmental and biological factors, heredity and aging.

Warning: avoid contact with the eyes, eye cavities, nostrils and oral cavity, as treatment in these areas may cause adverse effects.

Warning: avoid treatment in the lower third of the neck since this area is more sensitive and avoid treating the thyroid area (marked ⚠).

Recommended Treatment

For long-lasting results, use the device once a week on each desired area for a period of 8 weeks. Maintenance treatments may be performed as needed every 4-8 weeks.

Treatment Area	Recommended Treatment Time	Recommended Device Movement
Forehead 	10 minutes	Up and down across the forehead
"Eleven" 	5 minutes	Small circular movements or up and down
"Crow's feet" 	5 minutes for each side	Continuous, slow 'side to side' circular motions
Cheeks 	5 minutes for each side	Slow circular motions across the cheek

skin contact by the green status light. If the device is not properly placed, the RF energy will not be delivered.

5. If you do not feel sensations of warmth after approximately 10 seconds, try moving the device on a smaller treatment area and/or increasing the RF energy.
6. After completing the treatment, wipe off the remaining Base Gel from the treated area.
7. Cleaning instructions for before and after treatment are depicted in the **Cleaning & Storage** section.

Step 3: Post Treatment Care

- We recommend you also use Sensica's anti-aging cream to increase treatment efficacy and ensure long-lasting results (available for purchase at www.sensica.com).
- Apply a high-factor sunscreen (at least 30 SPF) and protect the treated area from sunlight for two weeks following treatment.
- Following the treatment, avoid any usage of hot water on your face and discontinue usage of abrasive or harsh products for two days.
- Makeup may be applied immediately after treatment.

Step 1: Prepare your skin

1. Prior to use, make sure your skin is dry, clean and free of topical products such as: moisturizers, liquids or lint.
2. Make sure you remove all jewelry from the treatment area and from your hands.
3. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
4. The device is suitable for men. However, male users should make sure their skin is clean-shaven before treatment.

Step 2: Device Operation

Sensilift is equipped with 2 safety sensors which will keep the temperature in the effective and safe range during the entire treatment.

1. Make sure the device is clean, dry and intact prior to use.
2. Apply an even layer of the Base Gel on the area you intend to treat.
3. Set the Radio Frequency (RF) energy level to the level you selected in your preliminary test treatment. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or 3.

Note: The device stops the heating when desired temperature is achieved; heating is then re-activated when the temperature beings to drop.

---

4. Place the treatment fingers on the intended area, ensuring full contact with your skin during the entire treatment. The device will indicate the proper

User Instructions

For use on facial areas, specifically: "crow's feet", "smile folds" and "eleven".

What to Expect

During your treatment it is normal to experience:

- Sensations of warmth created by the RF energy.
- Some mild red or pink color on the skin – during and just after each treatment.

Preliminary Test

The preliminary test is intended to determine your skin's reaction to the treatment and help you find the best settings for each treatment area.

Perform a preliminary test on each area you intend to treat 48 hours prior to the full treatment.

- Prepare your skin as described below in **Step 1: Prepare your skin**.
- Before using the device, apply an even layer of the Base Gel on the treatment area.
- Start your test with energy level 1 and move the device in small circular motions.
- Increase the energy levels according to your comfort. Stop the test if you do not feel comfortable or if you see adverse effects.
- Perform the preliminary test for a total time of about 3 minutes.
- Wait 48 hours and examine the tested area.
- If the skin in the tested area appears normal and no adverse effects are present, you can proceed with a full treatment at the highest comfortable energy level that you tested.

Note: You may select any RF energy level that you find comfortable. The RF energy level indicates the rate at which the temperature rises when in heating mode. A high RF energy level will enable faster and more even heating. You can achieve maximum results with all RF energy levels, but, for lower levels, it will take more time to reach the effective temperature.


User interface description

1. **ON/OFF and energy selection button** – Simply touch the button (after the device is connected to the power supply) to turn the device ON at energy level 1, shown by 1 illuminated light in the energy level display. Once it reaches the highest level, another gentle touch will turn the device OFF. **The device will switch to standby mode when left unattended for 45 seconds.**

2. **Status indicators**

Status indicator	**Blinking yellow light**	The device is in **standby mode**. In case of no light, make sure the power cord is plugged-in properly.
	Steady green light	The device is in **treatment mode**. RF is activated, skin contact is detected, and the treatment is undergoing.
	Blinking alternating green and yellow lights	The device is in **error mode**. A malfunction has occurred and prevents the delivery of the RF.
RF energy level selection touch button	**1-3 energy levels lights**	Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, 3 or off.

Device Components





Possible Adverse Effects

When using the device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse effects (as listed in the table below).

In case adverse effects appear, stop using the device and consult with your physician if necessary.

Mild adverse effects should be spontaneously relieved within a few hours.

Severity	Frequency	Adverse Effects
Mild	**Common**	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Allergies or sensitivity to the Base Gel
Moderate	**Rare**	Mild skin burns Pigment changes Excessive redness and swelling Urticaria, purpura or ecchymosis Hematoma
Severe	**Extremely Rare**	Severe burns Infection Bruising Blistering

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service).

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures in the designated treatment area, or if you have treated the skin with a prescribed drug within the past 3 months, or if you have any concerns regarding potential adverse effects, please consult your physician before using the device.

InTrense™ Technology

This is a non-invasive, home-use device that uses Radio Frequency (RF), a form of electromagnetic energy, intended to reduce wrinkles, tighten skin and renew skin elasticity. It is suitable for all skin tones, easy to use, and provides noticeable, long-lasting results.

RF technology has been used in doctors' clinics for several years and was found to be highly effective. The device has two electrodes that deliver the RF energy into the skin to contract collagen fibers and stimulate the natural production of collagen, which decreases as we age. If used correctly and according to the **Recommended Treatment**, the device will reduce the appearance of wrinkles as well as tighten the skin and renew elasticity. Results may be visible after just one treatment.

Intended Use

The device is intended:

- For women and men who want to: reduce facial wrinkles, tighten their facial skin, and renew skin elasticity.
- For use on facial areas, specifically: "crow's feet", "smile folds" and "eleven".
- For use on fine to moderate depth wrinkles.
- To be used with the Base Gel. This gel is especially designed to work with Sensica RF devices and ensures proper delivery of RF energy. This will provide the best possible results by improving contact between the device and the skin to improve skin conductivity.

Note: This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have any permanent implants in the designated treatment area, including but not limited to: silicon or injected chemical materials, metal plates or other metal materials.
- If you had plastic surgery, such as face lifting or eyelid surgery, or if you had aesthetic injections of fillers such as: Hyaluronic Acid, Collagen, fat or Botulinum Toxin, in the treatment area within the past 3 months.
- If you have had a professional chemical peel within the past 3 months with α Hydroxyl Acids (AHA), such as glycolic acid, or β Hydroxyl Acid (BHA), or if you had a professional facial abrasion such as: dermabrasion, facial resurfacing, deep chemical peeling (phenol, Trichloroacetic acid-TCA), and/or ablative laser treatments within the past 3 months.
- Over nostrils, lips of the mouth, ears, breast or genital area, or areas not recommended in this user manual.
- Over the thyroid since it may cause adverse events.
- Over the eyelids, eyes or sides of the eyes (next to your nose), since it may cause eye damage.
- If you have any metal items, such as jewelry or piercings, or tattoos or permanent make up on the designated treatment areas.
- Over sunburns, dark brown or black spots such as: freckles, birth marks, moles or blisters in the treatment area.
- If you are allergic or sensitive to chrome, nickel or any component of the Base Gel.
- Do not use the device over hairy areas of the body, as this may result in the hairs being burnt.

- Do not use the Base Gel after its expiration date.

Note: The Base Gel is for external use only - avoid direct contact with eyes. In the event that such contact does occur, wash the eyes immediately with water.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant, such as a pacemaker or insulin pumps, or if you have any known severe heart disorder, such as arrhythmias.
- Are pregnant or breastfeeding.
- Suffer from severe or uncontrolled endocrine or metabolic conditions, such as diabetes or uncontrolled thyroid disease.
- Have a damaged immune system or autoimmune disorder, such as AIDS or Lupus, or if you use drugs that influence the immune system.
- Suffer from blood clotting disorders, excessive bleeding or bruising, damaged wound healing or if you routinely take blood-thinning medication.
- Suffer from a history of deep vein thrombosis.
- Have a history of collagen disorders or suffer from keloid scarring (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury).
- Have a general extreme illness, such as hepatitis, liver disease or epilepsy.
- Suffer from sensitive or damaged skin, such as in cases of frequent redness or rash, inflammations, breakouts (such as psoriasis), blisters, sores, infections, acne or extra dry skin.
- Have diminished or exaggerated perception of temperature change.
- Have taken Accutane in the past 6 months.
- Have a heat-induced disease or an active skin disease, such as herpes, eczema, rashes etc., in the treatment area.

Carefully read the information below before you begin your first treatment. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or nearby water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components which may cause serious bodily damage.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet, or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer. In case of power cable damage, the cable should only be replaced by the manufacturer or qualified distributor. Contact our customer service for further assistance.
- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the Cleaning & Storage section.
- Do not use the device without first applying the Base Gel.

Table of Contents

Precautions 47
Contraindications 46
Warnings 45
Intended Use 44
InTrense™ Technology 44
Possible Adverse Effects 43
Device Components 42
User interface description 41
Preliminary Test 40
User Instructions 40
Device Maintenance 35
Device Specification Parameters 33