תתחדשו!

חברת SENSICA מודה לכם שבחרתם לרכוש אחד ממוצריה. לבחירתכם תוכלו למצוא ב-SENSICA ליין מגוון של פתרונות אסתטיים לפנים ולגוף. נא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת להפיק את המירב ממוצר זה. שימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

בברכה,
חברת SENSICA

תוכן עניינים

הוראות בטיחות 3
אזהרות 4
התוויות נגד 5
ייעוד המכשיר 6
טכנולוגיית DRF™ (Dynamic radio frequency) 6
תופעות לוואי אפשריות 7
חלקי המכשיר 8
הוראות שימוש 10
טיפול מומלץ 12
תחזוקת המכשיר 14
מפרט 16

קראו בעיון את המידע שלהלן לפני שתתחילו בטיפול הראשון. אם עדיין יש לכם ספק או אינכם בטוחים שהמכשיר בטוח לשימוש, אנא היוועצו עם רופא.

הוראות בטיחות

- מכשיר זה מיועד לשימוש ע"י אנשים מעל גיל 18 בלבד.
- לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או נפשיות מופחתות יכולים להשתמש במכשיר בתנאי שהם תחת השגחה או קיבלו הנחיות לשימוש בטוח ע"י אדם שאחראי לבטיחותם.
- אין למקם, לאחסן או להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או בקרבת מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לפתוח או לתקן את המכשיר, מכיוון שאתם עלולים להיחשף לרכיבים חשמליים מסוכנים שעלולים לגרום לנזק גופני.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. סכנת התחשמלות!
- אין להשתמש במכשיר אם חלק כלשהו חסר, פגום או אבד, אם הוא לא פועל כראוי, אם אתם מבחינים או מריחים עשן, או אם המכשיר לח או רטוב.
- אין להשתמש במכשיר עם ספק כוח אחר מהמקורי. לעולם אל תשתמשו במתאמים שאינם מאושרים על ידי היצרן. במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף את הכבל רק על ידי נציג היבואן. לסיוע נוסף, צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.
- לפני השימוש במכשיר, ודאו שהוא נקי, יבש ושלם. הוראות הניקוי מפורטות בסעיף ניקוי ואחסון.
- אין להשתמש במכשיר מבלי למרוח תחילה את ג'ל הבסיס.
- אין להשתמש בג'ל הבסיס לאחר תאריך התפוגה שלו.

הערה: ג'ל הבסיס מיועד לשימוש חיצוני בלבד. הימנעו ממגע ישיר עם העיניים. במקרה של מגע כזה יש לשטוף מיד את העיניים במים.

אזהרות

אין להשתמש במכשיר:

- אם יש לכם שתלים קבועים באזור הטיפול המיועד, כגון: סיליקון או חומרים כימיים מוזרקים, לוחיות מתכת או שתלים מתכתיים אחרים.
- אם במהלך 3 החודשים האחרונים עברתם ניתוח, כולל ניתוח פלסטי או הליך אסתטי, כגון הרמת פנים או ניתוח עפעפיים או אם עברתם הזרקות אסטיות של חומרי מילוי כגון: חומצה היאלורונית, קולגן, שומן או בוטוקס באזור הטיפול.
- אם עברתם פילינג כימי מקצועי במהלך 3 החודשים האחרונים עם חומצות אלפא הידרוקסיל (AHA), כגון חומצה גליקולית, או חומצת בטא הידרוקסיל (BHA), או אם עברתם טיפול פנים כגון: דרמברסיה, שיקום פנים , פילינג כימי עמוק (פנול, חומצה טריכלוראצטית-TCA), ו/או טיפולי לייזר אבלטיביים.
- מעל הנחיריים, השפתיים, האוזניים, השד או אזור איברי המין, או אזורים שאינם מומלצים במדריך זה.
- מעל בלוטת התריס מכיוון שהדבר עלול לגרום לתופעות לוואי.
- מעל העפעפיים, העיניים או צידי העיניים (ליד האף), מכיוון שזה עלול לגרום נזק לעיניים.
- בקרבת פריטי מתכת, כגון תכשיטים או פירסינג, קעקועים או איפור קבוע.
- על כוויות, כתמים חומים כהים או שחורים כגון: נמשים, סימני לידה, שומות או שלפוחיות.
- אם אתם אלרגיים או רגישים לכרום, ניקל או כל רכיב של ג'ל הבסיס.
- על אזורים שעירים בגוף, שכן הדבר עלול לשרוף את השערות.

הערה: אם עברתם הליכים אסתטיים אחרים באזור הטיפול המיועד, או אם טיפלתם בעור בתרופה במרשם במהלך 3 החודשים האחרונים, או אם יש לכם חששות כלשהם בנוגע לתופעות לוואי, אנא התייעצו עם רופא לפני השימוש.

התוויות נגד

אין להשתמש במכשיר אם:

- יש לכם שתל פעיל, כגון קוצב לב או משאבות אינסולין או אם יש לכם בעיית לב חמורה ידועה, כגון הפרעת קצב.
- את בהריון או מניקה.
- אתם סובלים מסוכרת או מחלות מטבוליות אחרות, מאחר והן עלולות לגרום לדחיית ריפוי וזיהום במקרה של תופעת לוואי.
- יש לכם מערכת חיסונית מוחלשת או מחלה אוטו-אימונית, כגון איידס או לופוס, או אם אתם משתמשים בתרופות המשפיעות על המערכת החיסונית.
- אתם סובלים מהפרעות בקרישת הדם, מדימום או חבלות יתר, ריפוי פצעים פגום או אם אתם נוטלים באופן שגרתי תרופות לדילול דם.
- אתם סובלים מהיסטוריה של פקקת ורידים.
- אתם סובלים מהיווצרות צלקות קלואידיות (צמיחה של רקמת צלקת נוספת שבה העור החלים לאחר הפציעה) באזור הטיפול.
- יש לכם יש מחלה קיצונית, כגון הפטיטיס, מחלת כבד או אפילפסיה.
- אתם בעלי עור רגיש וסובלים תכופות מאדמומיות, פריחות, דלקות, פצעונים (כגון פסוריאזיס), שלפוחיות, פצעים, זיהומים, אקנה או עור יבש במיוחד.
- יש לכם בעייה תחושתית בזיהוי טמפרטורה.
- נטלתם תרופה על בסיס Accutane ב-6 החודשים האחרונים.
- יש לכם מחלת חום או מחלת עור פעילה, כגון הרפס, אקזמה, פריחות וכדומה, באזור הטיפול.
- אובחנתם עם סרטן עור, יש לכם אזורים בסיכון לממאירות, או אם קיבלתם טיפול קרינתי או כימותרפי במהלך 3 החודשים האחרונים.

טכנולוגיית DRF™ (Dynamic radio frequency)

מכשיר זה מביא גישה חדשנית ולא פולשנית להצערת עור הכוללת את טכנולוגיית Dynamic RF™ הבלעדית של Sensica. טכנולוגיה זו משלבת שימוש בגלי רדיו, שהינו שימוש מוכח קליני ונפוץ בקליניקות, עם עיסוי פנים..

גלי רדיו הם אנרגיה אלקטרומגנטית, שנועדה להפחית קמטים, למיצוק העור ולחידוש גמישות העור. המכשיר מתאים לכל סוגי העור, קל לשימוש ומספק תוצאות מעולות לאורך זמן.

טכנולוגיית RF נמצאת בשימוש במרפאות מזה מספר שנים ונמצאה כיעילה ביותר. למכשיר שתי אלקטרודות המעבירות את אנרגיית ה-RF לתוך העור על מנת לכווץ סיבי קולגן ולעורר את הייצור הטבעי של הקולגן, שדועך ככל שאנו מתבגרים. בשימוש נכון ובהתאם לפרוטוקול הטיפול המומלץ, המכשיר מפחית קמטים וכן ממצק את העור ומחדש את הגמישות שלו. ניתן לראות תוצאות כבר לאחר הטיפול הראשון.

ייעוד המכשיר

- לנשים וגברים המעוניינים: להפחית קמטים בפנים, להדק את עור הפנים ולחדש את גמישות העור.
- לשימוש באזורי הפנים "רגלי עורב", קמטי חיוך, מצח, סנטר, קו הלסת, אזורים מותרים בצוואר, המחשוף וגב היד.
- לשימוש על קמטים עדינים עד בינוניים.
- לשימוש עם ג'ל הבסיס. ג'ל זה תוכנן במיוחד לעבודה עם מכשירי RF של Sensica ומבטיח הולכה נכונה של אנרגיית RF. שימוש בג'ל יספק את התוצאות הטובות ביותר על ידי שיפור המגע בין המכשיר לעור ושיפור מוליכות העור.

הערה: מכשיר זה תוכנן לטיפול אישי ומיועד למשתמש בודד ולשימוש ביתי בלבד.


תופעות לוואי אפשריות

בעת שימוש במכשיר בהתאם להוראות השימוש, תופעות הלוואי נדירות. עם זאת, אנשים מסוימים עשויים לחוות אי נוחות קלה במהלך השימוש. תופעות הלוואי המפורטות בטבלה שלהלן יעלמו מאליהן תוך שעות ספורות. באם אתם חווים תופעות לוואי חמורות יותר (כמפורט בטבלה שלהלן), הפסיקו את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא במידת הצורך.

דרגת החומרה	תדירות	תופעות הלוואי
מָתוּן	נפוץ	כאב מקומי גירוי עור אדמומיות בעור רגישות העור אלרגיה או רגישות לג'ל הבסיס
בינוני	נדיר	כוויות עור קלות שינויי פיגמנטציה אדמומיות ונפיחות יתר אורטיקריה, פורפורה או המטומה
חמור	נדיר ביותר	כוויות חמורות דלקות צלקות שלפוחיות

יש לדווח לשירות הלקוחות על כל אירוע חמור שהתרחש בעקבות השימוש במכשיר.

חלקי המכשיר


אלקטרודות RF
משולבות מסאז'
2
1
חיישני טמפרטורה
לחצן בחירת
עוצמת התנועה
3
נוריות עוצמת
התנועה
4
שקע חשמל
8
נורית חיווי
5
7
לחצן בחירת
עוצמת האנרגיה
6
נוריות רמות
אנרגיה 1-3

כפתורים ונוריות חיווי

1. **לחצן הפעלה/כיבוי ובחירת רמת אנרגיה**
לאחר חיבור המכשיר לחשמל, נגיעה קלה באחד הלחצנים תפעיל את המכשיר ברמת אנרגיה 1 (נורית אחת מוארת בתצוגת רמת האנרגיה). ברגע שהמכשיר יגיע לרמת האנרגיה הגבוהה ביותר, נגיעה עדינה נוספת תכבה את המכשיר.
המכשיר יעבור אוטומטית למצב המתנה כאשר לא מזוהה שימוש במשך 45 שניות

2. **מחווני מצב**

מחוון מצב הפעלה	הבהוב צהוב	המכשיר נמצא במצב המתנה. אם הנורה כבויה, ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל.
	ירוק	המכשיר נמצא במצב טיפול. מזוהה מגע עם העור, אנרגיית RF מופעלת והטיפול פעיל.
	הבהוב ירוק וצהוב	המכשיר נמצא במצב שגיאה. התרחשה תקלה המונעת את שידור ה-RF.
בחירת רמת אנרגיית RF	3 נוריות של רמת האנרגיה	געו בלחצן בחירת רמת אנרגיית ה-RF עד שתגיעו לרמת האנרגיה הרצויה: 1, 2, 3 או כבוי. כל שינוי ברמת האנרגיה תגרום לנורה אחרת במחוון רמת אנרגיית ה-RF להידלק.
בחירת עוצמת המסאז'	נוריות עוצמת המסאז' 1-2	געו בלחצן עוצמת המסאז' כדי לבחור את העוצמה 1, 2 או כבוי. כשהנורית הירוקה דולקת, סימן שפונקציית המסאז' פעילה.

הוראות שימוש

המכשיר מיועד לשימוש באזורי הפנים: "רגלי עורב", קמטי חיוך, מצח, סנטר, קו הלסת, אזורים מותרים בצוואר, המחשוף וגב היד.

למה לצפות

במהלך הטיפול, אתם עשויים לחוות:

- תחושת חום שנוצרת על ידי אנרגיית ה-RF.
- אדמומיות קלה על העור - במהלך כל טיפול ולאחריו.

טיפול בוחן

לפני הטיפול הראשון בכל אזור, מומלץ לבדוק את העור באותו אזור כדי לקבוע את תגובתו לטיפול במכשיר ולהגדיר באופן מיטבי את רמת האנרגיה. אזורי גוף שונים עשויים להיות בעלי רגישות שונה ולכן עשויים לדרוש רמות אנרגיה שונות.

בצעו טיפול בוחן בכל אזור בו אתם מתכוונים לטפל 48 שעות לפני הטיפול המלא.

- הכינו את העור שלכם כמתואר להלן ב"**שלב 1: הכנת אזור הטיפול**".
- לפני השימוש במכשיר יש למרוח שכבה אחידה ודקה של ג'ל הבסיס על אזור הטיפול.
- התחילו את הבדיקה ברמת אנרגיה 1 ועוצמת מסאז' 1 והניעו את המכשיר בתנועות מעגליות איטיות.
- עברו לרמות האנרגיה והמסאז' הבאות בהתאם לנוחות שלכם. הפסיקו את הבדיקה אם אתם לא מרגישים בנוח או אם אתם חשים בתופעות לוואי כלשהן.
- בצעו את הבדיקה המקדימה במשך 3 דקות.
- המתינו 48 שעות ובדקו את האזור הנבדק.
- אם העור באזור הנבדק נראה תקין ואין תופעות לוואי, ניתן להמשיך בטיפול מלא ברמת האנרגיה הנוחה הגבוהה ביותר שבדקתם.

הערה: ניתן לבחור כל רמת אנרגיית RF שתימצא נוחה. ככל שרמת האנרגייה גבוהה יותר, כך יתאפשר חימום מהיר ואחיד יותר. ניתן להשיג תוצאות מקסימליות בכל רמת אנרגיה, אך ברמות נמוכות ייקח יותר זמן להגיע לטמפרטורה האפקטיבית.

שלב 1: הכנת אזור הטיפול

1. לפני השימוש יש לוודא שהעור יבש, נקי וללא תכשירים כגון קרם לחות, איפור וכד'.
2. הקפידו להסיר את כל התכשיטים מאזור הטיפול ומהידיים.
3. אין להשתמש בנוזלים דליקים כגון אלכוהול (כולל בשמים, חומרי חיטוי או תכשירים אחרים המכילים אלכוהול) או אצטון על העור שעה אחת לפני השימוש במכשיר שכן הדבר עלול לגרום לכוויות.
4. המכשיר מתאים גם לגברים. עם זאת, יש לוודא שהעור מגולח לפני הטיפול.

שלב 2: טיפול

המכשיר תוכנן לבטיחות מקסימלית על מנת לשמור על העור שלך. לכן 2 חיישני בטיחות חכמים, מנטרים את הטמפרטורה של העור לאורך כל הטיפול ושומרים עליה בטווח האפקטיבי והבטוח. כאשר הטמפרטורה מגיעה ל-420 החום נפסק אוטומטית, וחוזר לפעול מייד עם ירידת הטמפרטורה.

1. יש לוודא שהמכשיר נקי, יבש ושלם לפני השימוש.
2. מרחו שכבה אחידה של ג'ל הבסיס המגיע באריזה על האזור בו אתם מתכוונים לטפל.
3. קבעו את רמת האנרגיה ואת עוצמת המסאז' בהתאם לרמה שבחרתם בטיפול הבוחן. געו בלחצן בחירת האנרגייה ⟆ עד שתגיעו לרמה הרצויה: 1, 2 או 3. געו בלחצן בחירת עוצמת המסאז' ⟅ובחרו את העוצמה הרצויה 1, 2 או כבוי.

הערה: נורמלי להרגיש ירידה ברמת החימום לאורך הטיפול. המכשיר משנה את רמת החימום על מנת לשמור על טמפרטורה אפקטיבית ובטוחה.

---

4. הניחו את האלקטרודות על אזור הטיפול, תוך הקפדה על מגע מלא עם העור במהלך כל הטיפול. אור ירוק בנורית החיווי מצביע על מגע תקין. כאשר הנורית אינה דולקת, המכשיר לא מייצר אנרגיה.
5. אם לאחר 10 שניות, עדיין לא מורגש חום, נסו:
-להקטין את שטח הטיפול
-להגביר את רמת האנרגיה
-להאט את התנועות הסיבוביות
6. לאחר סיום הטיפול, יש לנגב את יתרת ג'ל הבסיס מהאזור המטופל.
7. הוראות ניקוי המכשיר מפורטות בפרק **ניקוי ואחסון**.

שלב 3: לאחר הטיפול

- אנו ממליצים להשתמש גם בקרם האנטי אייג'ינג של Sensica כדי להגביר את יעילות הטיפול ולהבטיח תוצאות לאורך זמן (זמין לרכישה ב-www.sensica.co.il).

- יש למרוח קרם הגנה בעל פקטור גבוה (לפחות SPF 30) ולהגן על אזור הטיפול מאור השמש במשך שבועיים לאחר הטיפול.
- לאחר הטיפול, הימנעו מכל שימוש במים חמים או תכשירי ניקוי למשך יומיים באזור הטיפול.
- השימוש באיפור מותר מיד לאחר הטיפול.

טיפול מומלץ

לתוצאות ארוכות טווח, השלימו 8 טיפולים בתדירות של אחת לשבוע עבור כל אזור טיפול. לאחר מכן, ניתן לבצע טיפולי תחזוקה כל 4-8 שבועות או על פי הצורך.

אזור הטיפול	זמן טיפול מומלץ	תנועה מומלצת
מצח 	10 דקות	למעלה ולמטה על המצח
בין הגבות 	5 דקות	תנועות מעגליות קטנות או למעלה ולמטה
רגלי עורב 	5 דקות בכל צד	תנועות מעגליות רציפות ואיטיות מצד לצד

אזור הטיפול	זמן טיפול מומלץ	תנועה מומלצת
לחיים 	5 דקות בכל צד	תנועות מעגליות איטיות על הלחיים
קמטי חיוך 	5 דקות בכל צד	תנועות מעלה ומטה על קמטי החיוך
סנטר 	5 דקות	מצד לצד
קו הלסת 	5 דקות בכל צד	לאורך קו הלסת
צוואר 	5 דקות בכל צד	למעלה ולמטה

אזור הטיפול	זמן טיפול מומלץ	תנועה מומלצת
מחשוף 	5 דקות לכל שטח של 4 סמ"ר	תנועות מעגליות איטיות
גב היד 	5 דקות לכל שטח של 4 סמ"ר	תנועות מעגליות איטיות

אזהרה: הימנעו ממגע בקרבת העיניים, הנחיריים וחלל הפה, שכן טיפול באזורים אלו עלול לגרום לתופעות לוואי.

אזהרה: הימנעו מטיפול בשליש התחתון של הצוואר מכיוון שאזור זה רגיש יותר והימנעו מטיפול באזור בלוטת התריס.

- התגובה לטיפול שונה בין אנשים ותלויה בגורמים סביבתיים, ביולוגיים, תורשה והזדקנות.

תחזוקת המכשיר

ניקוי ואחסון

- לפני הניקוי והאחסון הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.
- להבטחת ביצועים מקסימליים, מומלץ לנקות את המכשיר ובמיוחד את האלקטרודות ואת יתרת ג'ל הבסיס לאחר כל טיפול עם מטלית יבשה ונקייה.
- אין להשתמש במים או בנוזלי ניקוי אחרים, שכן הם עלולים לגרום נזק למכשיר ולסכנה בטיחותית.
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש. אין להניח, לאחסן או להשתמש במכשיר באמבטיה,במקלחת, או בקרבת מים מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחשמלות.

טיפול בתקלות

אם המכשיר לא נדלק:

- ודאו שהמכשיר מחובר למקור חשמל.

אם אינכם מרגישים חום:

- ודאו שיש מגע מלא עם העור. נורית החיווי תאיר בירוק.
- ודאו שמרחתם מספיק ג'ל בסיס.
- זכרו שהמכשיר מגיב לעור שלכם ועשוי להפחית זמנית את החום מטעמי בטיחות.

במקרה של לכלוך או פסולת על אצבעות הטיפול:

- יש לנקות אותן בהתאם לסעיף ניקוי ואחסון. אם אינכם מצליחים לנקות את האזור, פנו לשירות הלקוחות שלנו.

במקרה של שגיאה כללית:

- אפסו את המכשיר על ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל בקיר, המתינו 10 שניות ולאחר מכן חברו אותה מחדש.

אם התקלה לא נפתרה, אנא צרו קשר עם מח' שירות הלקוחות שלנו.

שירות לקוחות

ליצירת קשר עם שירות הלקוחות, ראה פרטי התקשרות בכריכה הפנימית של המדריך.

מפרט

יצרן
ELG Trade Ltd

עוצמת האנרגיה
10 ± 5 W

תדר
0.05 ± 1 מגה-הרץ

רמות אנרגיה לבחירה
3 רמות

מהירות מסאז'
50-100 סל"ד.

חישני טמפרטורה
החימום מופסק אוטומטית כשטמפ' העור מגיעה ל-40°C. החימום מופעל מחדש כשהטמפ' יורדת.

שטח טיפול
2.2~ סמ"ר

מתח ותדר חשמלי
100-240VAC
50–60Hz, 9VDC, 1.5A

גודל ומשקל המכשיר
173X56.8X53.1 מ״מ
140 גרם

הוראות אחסון

תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורה	-25-70°C
לחות יחסית	10-90% בטמפ' של 55°C
לחץ	שאינו מתעבה

תנאי תפעול	
טמפרטורה	5-40°C
לחות יחסית	20-80%
גובה מירבי	כ-3000 מטר

דגם: ST100


בידוד כפול


נא לקרוא את ההוראות לפני השימוש


מיחזור ושמירה על הסביבה


יש לקרוא בעיון את האזהרות וההוראות לפני השימוש


אין לאפשר למכשיר להירטב


אין להשתמש במכשיר במקלחת, באמבטיה או בקרבת מים


מוצרים וחומרי אריזה הניתנים למחזור - אין להשליכם עם אשפה רגילה

CE

UK CA


השתמשו במכשיר רק עם ספק הכוח המקורי. למען בטיחותכם, אין להשתמש במתאמי DC שאינם מאושרים על ידי היצרן.

תעודת אחריות

תתחדשו! רכשתם מוצר מתוצרת Sensica.

יש לנו אמון מלא בכל מוצר של Sensica - אנו יודעים שהחברה עומדת בתקנים הגבוהים ביותר, כיון שהמכשירים שלנו עוברים שלל בדיקות ובקרות איכות. במקרה הבלתי סביר שתמצאו במוצר בעיה, היא תכוסה ע"י האחריות.

שנתיים אחריות מוגבלת

האחריות מכסה רק את מכשיריה של Sensica. מוצרי Sensica אחרים כגון פדים או קרמים הוגדרו כמתכלים ואינם כלולים באחריות זו.

האחריות המוגבלת מכסה תקלות הנובעות מיצור המוצר שלכם, בין אם רכשתם אותו ישירות מאתר www. sensica.co.il או ממשווק מורשה. אישור האחריות יינתן רק אם תוצג חשבונית מקורית. האחריות חלה רק על מוצרים שיוכח שהינם תקולים.

כדי לקבל שירות במסגרת האחריות למוצר Sensica, הכנסו לאתר או התקשרו למחלקת השירות שלנו כדי לקבל סיוע (תוכלו למצוא את המספר באתר www.sensica.co.il).

על מנת להשתמש באחריות, Sensica תדרוש הוכחה לרכישה. הציגו את החשבונית או אישור אספקה שכוללים את תאריך הרכישה של המוצר.

הזינו את המס' הסידורי באתר שלנו כדי להפעיל את האחריות.
www.sensica.co.il

جدول المحتويات

احتياطات 20
تحذيرات 21
موانع 21
تقنية ال (Dynamic radio frequency) DRF™ 22
الاستخدام المقصود 23
اجزاء الجهاز 25
وصف واجهة المستخدم 26
تعليمات المستخدم 27
العلاج الموصى به 30
صيانة الجهاز 32
معلمات مواصفات الجهاز 34

اقرأ المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل أن تبدأ علاجك الأول. إذا كنت لا تزال لديك أي شكوك أو لم تكن متأكدًا من أن الجهاز آمن لاستخدامك ، فيرجى استشارة طبيبك.

احتياطات

- •لا تستخدم من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- •يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- •يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو تم توجيههم في الاستخدام الآمن للجهاز وأنهم يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها.
- •لا تضع أو تخزن أو تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء، لأنه قد يؤدي إلى الصعق بالكهرباء الشديد.
- •لا تقم بفتح الجهاز أو إصلاحه، لأنه قد يعرضك لمكونات كهربائية خطيرة قد تسبب أضرارًا جسدية خطيرة.
- •لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء، لأنه يمثل خطر الصعق بالكهرباء.
- •لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من الجهاز أو ملحقاته: لا يعمل بشكل صحيح، أو يبدو تالفًا أو مكسورًا أو قضفاضًا أو مفقودًا أو مبللاً، أو إذا رأيت أو شممت رائحة دخان.
- •لا تستخدم الجهاز مع مصدر طاقة غير ذلك للزود بالجهاز. قد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة وتوقفها عن العمل. لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر التي لم توافق عليها الشركة المصنعة. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبدال الكابل فقط من قبل الشركة المصنعة أو الموزع المؤهل. اتصل بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة.
- •قبل استخدام هذا الجهاز، تأكد من أنه نظيف وجاف وسليم. يتم تفصيل تعليمات التنظيف تحت قسم التنظيف والتخزين.
- لا تستخدم الجهاز دون وضع هلام الأساس أولاً.
- لا تستخدمي جل الأساس بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

ملاحظة: جل الأساس للاستخدام الخارجي فقط - تجنب ملامسة العين مباشرة. في حالة حدوث مثل هذا الاتصال ، اغسل العين على الفور بالماء.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز:

- إذا كان لديك أي غرسات دائمة في منطقة العلاج المخصصة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السيليكون أو المواد الكيميائية المحقونة أو الألواح المعدنية أو المواد المعدنية الأخرى.
- إذا أجريت جراحة تجميلية ، مثل شد الوجه أو جراحة الجفن ، أو إذا كان لديك حقن تجميلية لمواد مالئة مثل: حمض الهيالورونيك ، أو الكولاجين ، أو الدهون ، أو توكسين البوتولينوم ، في منطقة العلاج خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنت قد أجريت تقشيرًا كيميائيًا احترافيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية باستخدام أحماض ألفا هيدروكسيل (AHA) ، مثل حمض الجليكوليك أو حمض بيتا هيدروكسيل (BHA) ، أو إذا كان لديك تقشير احترافي للوجه مثل: تسحيج الجلد وتقشير الوجه ، التقشير الكيميائي العميق (الفينول ، حمض ثلاثي كلورو أسيتيك- TCA) ، و / أو علاجات الليزر الاستئصالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- فوق فتحات الأنف أو شفاه الفم أو الأذنين أو الثدي أو منطقة الأعضاء التناسلية أو مناطق غير موصى بها في دليل المستخدم هذا.
- فرط نشاط الغدة الدرقية لأنه قد يتسبب في أحداث سلبية.
- فوق الجفون أو العينين أو جانبي العينين (بجوار أنفك) ، حيث قد يتسبب ذلك في تلف العين.
- إذا كان لديك أي عناصر معدنية ، مثل المجوهرات أو الثقب ، أو الوشم أو المكياج الدائم في منطقة / مناطق العلاج المحددة.
- حروق الشمس ، بقع بنية داكنة أو سوداء مثل: النمش ، علامات الولادة ، الشامات أو البثور في منطقة العلاج.
- إذا كنت تعاني من حساسية أو حساسية من الكروم أو النيكل أو أي مكون من مكونات جل الأساس.
- لا تستخدمي الجهاز فوق المناطق المشعرة من الجسم ، فقد يؤدي ذلك إلى حروق الشعر.

ملحوظة: إذا كنت قد خضعت لأي إجراءات جمالية أخرى في منطقة العلاج المحددة ، أو إذا كنت قد عالجت الجلد بعقار موصوف خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، أو إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن الآثار الضارة المحتملة ، فيرجى استشارة طبيبك قبل الاستخدام الجهاز.

موانع

لا تستخدم الجهاز إذا كنت:

- لديك غرسة نشطة ، مثل منظم ضربات القلب أو مضخات الأنسولين ، أو إذا كان لديك أي اضطراب قلبي حاد معروف ، مثل عدم انتظام ضربات القلب.
- حامل أو مرضع.
- يعانون من أمراض الغدد الصماء أو التمثيل الغذائي الشديدة أو غير المنضبطة ، مثل مرض السكري أو مرض الغدة الدرقية غير المنضبط.
- لديك جهاز مناعي تالف أو اضطراب في المناعة الذاتية ، مثل الإيدز أو الذئبة ، أو إذا كنت تستخدم أدوية تؤثر على جهاز المناعة.
- تعاني من اضطرابات تخثر الدم ، نزيف مفرط أو كدمات ، تلف في التئام الجروح أو إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم بشكل روتيني.
- يعاني من تاريخ من تجلط الأوردة العميقة.
- لديهم تاريخ من اضطرابات الكولاجين أو يعانون من تندب الجدرة (نمو أنسجة ندبة إضافية حيث يلتئم الجلد بعد الإصابة).
- يعاني من مرض شديد عام ، مثل التهاب الكبد أو مرض الكبد أو الصرع.
- يعانون من حساسية الجلد أو تلفه ، كما في حالات الاحمرار المتكرر أو الطفح الجلدي أو الالتهابات أو البثور (مثل الصدفية) أو البثور أو القروح أو الالتهابات أو حب الشباب أو الجلد شديد الجفاف.
- قللوا أو بالغوا في إدراك تغير درجة الحرارة.
- تناولت عقار Accutane في الأشهر الستة الماضية.
- لديك مرض ناتج عن الحرارة أو مرض جلدي نشط ، مثل الهربس ، والأكزيما ، والطفح الجلدي ، وما إلى ذلك ، في منطقة العلاج.
- مصاب بسرطان الجلد ، أو مناطق معرضة لخطر الإصابة بأورام خبيثة ، أو إذا تلقيت علاجًا إشعاعيًا أو علاجًا كيميائيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تقنية ال DRF™ (Dynamic radio frequency)

يقدم هذا الجهاز نهجًا جديدًا لتجديد شباب الجلد غير الجراحي الذي يتميز بتقنية Dynamic RF ™ الخاصة بشركة Sensica ، والتي تجمع بين RF (تردد الراديو) المثبت إكلينيكيًا ، والذي يشيع استخدامه من قبل الأطباء ، مع تدليك الوجه المتقدم.

التردد اللاسلكي (RF) هو شكل من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية ، ويهدف إلى تقليل التجاعيد وشد الجلد وتجديد مرونة الجلد. إنه مناسب لجميع

ألوان البشرة ، وسهل الاستخدام ، ويوفر نتائج ملحوظة وطويلة الأمد.

تم استخدام تقنية RF في عيادات الأطباء لعدة سنوات ووجد أنها فعالة للغاية. يحتوي الجهاز على قطبين كهربائيين ينقلان طاقة التردد اللاسلكي إلى الجلد لعقد ألياف الكولاجين وتحفيز الإنتاج الطبيعي للكولاجين ، والذي يتناقص مع تقدمنا في العمر. إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقًا لبروتوكول العلاج الموصى به ، فسيقلل الجهاز من ظهور التجاعيد بالإضافة إلى شد الجلد وتجديد مرونته. قد تظهر النتائج بعد علاج واحد فقط.

ملاحظة: تم تصميم Sensilift خصيصًا لعلاجك الشخصي وهو مخصص لمستخدم واحد وللاستخدام المنزلي فقط.

الاستخدام المقصود

الجهاز مخصص:

- للنساء والرجال الذين يرغبون في: تقليل تجاعيد الوجه ، وشد بشرة الوجه ، وتجديد مرونة الجلد.
- للاستخدام على: الوجه ، الخدين ، طيات "الابتسامة" ، "أقدام الغراب" ، الجبين ، الذقن ، خطوط الفك ، المناطق المسموح بها من الرقبة ، الصدر ، واليدين.
- للاستخدام على التجاعيد الدقيقة والمتوسطة العميقة.
- يستخدم مع جل الأساس. تم تصميم هذا الجل خصيصًا للعمل مع أجهزة Sensica RF ويضمن التوصيل المناسب لطاقة RF. سيوفر هذا أفضل النتائج الممكنة من خلال تحسين الاتصال بين الجهاز والجلد لتحسين توصيل الجلد.


الآثار السلبية المحتملة

عند استخدام الجهاز وفقًا لتعليمات الاستخدام ، من النادر حدوث آثار ضارة. ومع ذلك ، فإن كل إجراء تجميلي ، بما في ذلك استخدام الأجهزة المنزلية ، قد يتسبب في درجة معينة من الآثار الضارة (كما هو موضح في الجدول أدناه). في حالة ظهور آثار سلبية ، توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك إذا لزم الأمر. يجب تخفيف الآثار السلبية الخفيفة تلقائيًا في غضون ساعات قليلة.

شدة التأثير الضار	تواتر التأثيرات الضائرة	الآثار السلبية
خفيف	شائع	الم موضعي تهيج الجلد احمرار الجلد حساسية الجلد الحساسية من الجل الاساسي
معتدل	نادر	حروق جلدية خفيفة تغييرات الاصباغ احمرار وتورم مفرطين الشرى او البرفرية الكدمات ورم دموي
شديد	نادر للغاية	حروق شديدة عدوى كدمات لاذعة

يجب إبلاغنا بأي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز)عبر خدمة العملاء(وإلى السلطة المختصة في الدولة العضو التي مقيم.

اجزاء الجهاز



وصف واجهة المستخدم

1. **زر التشغيل / الإيقاف واختيار الطاقة** - تعمل اللمسة اللطيفة على الزر (بعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة) على تشغيل الجهاز عند مستوى الطاقة 1 ، كما هو موضح بواسطة مصباح واحد مضيء في شاشة عرض مستوى الطاقة. بمجرد وصوله إلى أعلى مستوى ، ستؤدي لمسة لطيفة أخرى إلى إيقاف تشغيل الجهاز. سيتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد عند تركه دون مراقبة لمدة 45 ثانية.

2. **مؤشرات الحالة**

مؤشر الحالة	وميض الضوء الأصفر	الجهاز في وضع الاستعداد. في حالة عدم وجود ضوء ، تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
	ضوء أخضر ثابت	الجهاز في وضع العلاج. يتم تنشيط RF ، يتم الكشف عن ملامسة الجلد ، والعلاج مستمر.
	وميض الضوء الأخضر والأصفر بالتناوب	الجهاز في وضع الخطأ. اكتشف الجهاز عطلًا ويمنع تنشيط وظائف التردد اللاسلكي والتدليك.
زر اختيار مستوى الطاقة التردد اللاسلكي)))	1-3 أضواء مستويات الطاقة	عندما يضيء الضوء الأخضر ، فإنه يشير إلى أن طاقة التردد اللاسلكي نشطة. المس تحديد مستوى طاقة التردد اللاسلكي بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 ، 2 ، 3 أو إيقاف. عندما يضيء الضوء الأخضر ، فإنه يشير إلى أن وظيفة التدليك نشطة. المس زر تحديد مستوى التدليك بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 أو 2 أو إيقاف.
زر اختيار مستوى التدايك	1-2 أضواء مستوى التدليك	عندما يضيء الضوء الأخضر ، فإنه يشير إلى أن وظيفة التدليك نشطة. المس زر تحديد مستوى التدليك بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 أو 2 أو إيقاف.

تعليمات المستخدم

الجهاز مخصص للاستخدام على: الخدين ، وطيات "الابتسامة" الأنفية الشفوية ، و "قدم الغراب" (بجوار عينيك) ، والجبين ، والذقن ، والمناطق المسموح بها من الرقبة ، والصدر واليدين.

ماذا تتوقع

أثناء العلاج ، من الطبيعي أن تشعر بما يلي:

- الإحساس بالدفء الناتج عن طاقة التردد اللاسلكي.
- بعض اللون الأحمر أو الوردي الخفيف على الجلد - أثناء وبعد كل علاج.

اختبار اولي

يهدف الاختبار الأولي إلى تحديد رد فعل بشرتك على العلاج ومساعدتك في العثور على الإعدادات المثلى لكل منطقة علاج.

قم بإجراء اختبار أولي على كل منطقة تنوي علاجها قبل 48 ساعة من أول علاج كامل.

- حضري بشرتك كما هو موضح أدناه في "الخطوة 1: جهزي بشرتك".
- قبل استخدام الجهاز ، ضعي طبقة متساوية من Base Gel على المنطقة المعالجة.
- ابدأ اختبارك بمستوى الطاقة 1 ومستوى التدليك 1 وحرك الجهاز بحركات دائرية صغيرة.
- زد من مستويات الطاقة والتدليك حسب راحتك. أوقف الاختبار إذا كنت لا تشعر بالراحة أو إذا رأيت آثارًا عكسية.
- قم بإجراء الاختبار الأولي لمدة إجمالية تبلغ حوالي 3 دقائق.
- انتظر 48 ساعة وافحص المنطقة المختبرة.
- إذا بدا الجلد في المنطقة المختبرة طبيعيًا ولا توجد آثار ضارة ، يمكنك متابعة العلاج الكامل بأعلى مستوى طاقة مريح قمت باختباره.

ملاحظة: يمكنك تحديد أي مستوى طاقة RF تجده مريحًا. يشير مستوى طاقة التردد اللاسلكي إلى المعدل الذي ترتفع فيه درجة الحرارة في وضع التسخين. سيتيح مستوى طاقة التردد اللاسلكي العالي تسخينًا أسرع وأكثر تساويًا. يمكنك تحقيق أقصى قدر من النتائج مع جميع مستويات طاقة التردد اللاسلكي ، ولكن بالنسبة للمستويات الأقل ، سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول للوصول إلى درجة الحرارة الفعالة.

الخطوة 1: جهزي بشرتك

1. قبل الاستخدام ، تأكد من أن بشرتك جافة ونظيفة وخالية من المنتجات الموضعية مثل: المرطبات أو السوائل أو الوبر.
2. قم بإزالة المجوهرات من منطقة العلاج وكذلك من يديك قبل الاستخدام.
3. لا تستخدم أبدًا السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من التطبيقات التي تحتوي على الكحول) أو الأسيتون على الجلد قبل ساعة واحدة من استخدام الجهاز لأنه قد يتسبب في حرق الجلد.
4. الجهاز مناسب للرجال. ومع ذلك ، يجب على المستخدمين الذكور التأكد من أن بشرتهم نظيفة قبل العلاج.

الخطوة 2: تشغيل الجهاز

تم تجهيز Sensilift بجهازين استشعار للسلامة والتي سوف تحافظ على درجة الحرارة في نطاق فعال وآمن خلال العلاج بأكمله. ملاحظة: يوقف الجهاز التسخين عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ؛ يتم إعادة تنشيط التسخين عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض.

1. تأكد من أن الجهاز نظيف وجاف وسليم قبل الاستخدام.
2. ضع طبقة متساوية من "Base Gel" ، المضمنة في مجموعة أدواتك ، على المنطقة المخصصة للعلاج من بشرتك.
3. اضبط مستوى طاقة التردد اللاسلكي (RF) وسرعة التدليك على المستوى الذي حددته في علاج الاختبار الأولي. المس بلطف زر تحديد مستوى طاقة التردد اللاسلكي بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 أو 2 أو 3. المس بلطف زر مستوى التدليك بشكل متكرر حتى تصل إلى المستوى المطلوب: 1 أو 2.
4. ضع أصابع العلاج على المنطقة المقصودة ، وتأكد من ملامستها الكاملة لبشرتك أثناء العلاج بالكامل. سيشير Sensilift إلى ملامسة الجلد المناسبة بواسطة ضوء الحالة الأخضر. إذا لم يتم وضع Sensilift بشكل صحيح ، فلن يتم توصيل طاقة التردد اللاسلكي. ملاحظة: سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 45 ثانية من عدم ملامسته للجلد.

5. إذا لم تشعر بالدفء بعد حوالي 10 ثوانٍ ، فحاول تحريك Sensilift على منطقة معالجة أصغر ، و / أو زيادة طاقة التردد اللاسلكي.
6. بعد الانتهاء من العلاج ، امسح ما تبقى من "جل الأساس" من المنطقة المعالجة.
7. تعليمات التنظيف قبل وبعد العلاج موضحة في قسم التنظيف والتخزين.

الخطوة 3: رعاية ما بعد العلاج

- نوصيك أيضًا باستخدام كريم Sensica المضاد للشيخوخة لزيادة فعالية العلاج وضمان نتائج طويلة الأمد (متوفر للشراء على www. sensica.com).
- ضع واقٍ من الشمس عالي العوامل (SPF 30 على الأقل) واحمي المنطقة المعالجة من أشعة الشمس لمدة أسبوعين بعد العلاج.
- بعد العلاج ، تجنبي استخدام الماء الساخن على وجهك وتوقفي عن استخدام المنتجات الكاشطة أو القاسية لمدة يومين.
- يمكن وضع المكياج مباشرة بعد العلاج.

العلاج الموصى به

للحصول على نتائج طويلة الأمد ، استخدم الجهاز مرة واحدة في الأسبوع على كل منطقة مرغوبة لمدة 8 أسابيع. للحفاظ على النتائج المثلى على المدى الطويل ، يمكن إجراء علاجات الصيانة حسب الحاجة كل 4-8 أسابيع.

منطقة العلاج	وقت العلاج الموصى به	حركة الجهاز الموصى بها
جبين 	10 دقائق	حركات بطيئة للاعلى والاسفل على الجبين
"أحد عشر" 	5 دقائق	حركات دائرية صغيرة أو صعودا وهبوطا
"خطوط متجعدة حول العينين" 	5 دقائق لكل جانب	حركات دائرية مستمرة وبطيئة من جانب إلى جانب
الخد 	5 دقائق لكل جانب	حركات دائرية بطيئة عبر الخد

منطقة العلاج	وقت العلاج الموصى به	حركة الجهاز الموصى بها
"طيات الابتسامة" 	5 دقائق لكل جانب	حركات بطيئة للاعلى والاسفل فوق " طيات الابتسامة"
ذقن 	5 دقائق	جنبا الى جنب
خط الفك 	5 دقائق لكل جانب	حركات بطيئة للاعلى والاسفل على طول الفك
رقبة 	5 دقائق لكل جانب	حركات بطيئة صعودا و هبوطا على الرقبة
تقوية الفستان 	5 دقائق لكل منطقة فرعية 4 سم 2	حركات دائرية بطيئة عبر منطقة الصدر
الأيدي 	5 دقائق لكل منطقة فرعية 4 سم 2	حركات دائرية بطيئة على اليدين

⚠ **تحذير:** تجنب ملامسة العينين وتجويف العينين والأنف وتجويف الفم ، لأن العلاج في هذه المناطق قد يسبب آثارًا ضارة.

⚠ **تحذير:** تجنب العلاج في الثلث السفلي من الرقبة لأن هذه المنطقة أكثر حساسية وتجنب علاج منطقة الغدة الدرقية (المميزة).

- تختلف الاستجابة للعلاج بين الأفراد وتعتمد على العوامل البيئية والبيولوجية والوراثة والشيخوخة.

صيانة الجهاز

التنظيف والتخزين

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله قبل التنظيف.
- يوصى بتنظيف الجهاز ، خاصة أصابع المعالجة ، وأجهزة استشعار درجة الحرارة ، وغطاء السيليكون ، من جل الأساس المتبقي بقطعة قماش ناعمة أو مناديل مبللة.
- لا تشطف الجهاز تحت الماء الجاري ، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في الجهاز.
- حافظ على جفاف الجهاز. لا تقم أبدًا بوضع الجهاز أو تخزينه أو استخدامه بالقرب من: أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صعق كهربائي شديد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي مشاكل مع جهازك ، فيرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه لمحاولة حلها:

إذا لم يتم تشغيل الجهاز:

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح بمأخذ التيار الكهربائي وفي مقبس طاقة الجهاز.

إذا كنت لا تشعر بالحرارة:

- تحقق من الملامسة الكاملة للجلد (المشار إليها بضوء أخضر).
- تأكد من أنك قد قمت بتطبيق كمية كافية من جل الأساس.
- تذكر أن الجهاز يتفاعل مع بشرتك وقد يقلل الحرارة مؤقتًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

انظر جدول مؤشر الحالة في قسم وصف واجهة المستخدم.

في حالة وجود أوساخ أو شوائب على أصابع المعالجة:

- يجب تنظيفها وفقًا لقسم التنظيف والتخزين. إذا لم تتمكن من تنظيف المنطقة ، فاتصل بخدمة العملاء.

في حالة حدوث خطأ عام:

- قم بإعادة ضبط الجهاز عن طريق فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي الموجود على الحائط ، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات مع جهازك ، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.

خدمة الزبائن

إذا تعطل جهازك / توقف عن العمل أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة / المعلومات ، فيرجى الاتصال بنا. يمكنك أيضًا الاتصال بنا لطلب Base Gel إضافي ، أو يمكنك شرائه عبر الإنترنت على www.sensica.co.il. لخدمة العملاء ، يرجى الاطلاع على تفاصيل الاتصال على الغلاف الخلفي الداخلي.

معلمات مواصفات الجهاز

يتم تشغيل جهاز RF المحمول بواسطة RF ثنائي القطب بسرعة 10 ± 0.5 واط

التردد
1 ± 0.05 ميغاهيرتز

مستوى طاقة الإخراج القابل للتحديد
3 مستويات

التدليك الميكانيكي
50-100 دورة في الدقيقة

مستشعرات درجة الحرارة
يتم إلغاء تنشيط تسخين RF تلقائيًا عندما تصل درجة حرارة الجلد إلى 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت. يتم إعادة تنشيط التسخين عندما تنخفض درجة الحرارة.

منطقة المعالجة
2.2 سم 2 / 0.34 في²

مصدر الطاقة الخارجي
الإدخال 100-240 50-60 ، VAC هرتز
، الإخراج 9 A 1.5 ، VDC

حجم ووزن الجهاز
جم ، 173 مم × 56.8 مم × 140
LxHxW 53.1 مم
4.93 Oz ، 6.8 In X 2.23 In X 2.09In

إرشادات التخزين

شروط التخزين والنقل	
درجة حرارة	-25°C-70°C
رطوبة	10٪ إلى 90٪ رطوبة نسبية عند 55 درجة مئوية
ضغط	عدم التكثيف

الظروف التشغيلية	
درجة حرارة	5°C-40°C
رطوبة	20-80%
اقصى ارتفاع للتشغيل	3000 م.

الموديل: ST100


عزل مزدوج


تعليمات الاستخدام


نفايات المعدات الإلكترونية والكهربائية


يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات السلامة قبل الاستخدام


يحفظ بعيداً عن الرطوبة.


يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء أو في الماء نفسه (على سبيل المثال ، في حوض غسيل أو في الدش أو حوض الاستحمام) - خطر التعرض لصدمة كهربائية!


منتجاتنا وعبواتنا قابلة لإعادة التدوير ، لا تتخلص منها!

CE

UK CA


استخدم الجهاز فقط مع مصدر الطاقة الأصلي. من أجل سلامتك ، لا تستخدم أبدًا محولات التيار المستمر غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

بطاقة ضمان

تهانينا على شرائك من منتجات Sensica!

لدينا ثقة كاملة في جودة كل جهاز من اجهزة Sensica - نعلم انها تلبي اعلى المعايير, لأننا نخضعها لاختبارات صارمة للجودة و الأداء, في حالة وجود عيب في جهاز Sensica, وهو امر بعيد الاحتمال, فقد يكون مشمولا بهذا الضمان.

ضمان محدود لمدة عامين

يغطي هذا الضمان اجهزة Sensica فقط. يتم تعريف منتجات Sensica الاخرى مثل الفوط او الكريمات على انها منتجات استهلاكية وبالتالي فهي غير مشمولة في الضمان. يغطي هذا الضمان العيوب المتعلقة بالشركة المصنعة .أذا قمت بشرائه مباشرة من www.sensica.co.il او من وكيل معتمد, سيتم منح الضمان فقط في حال اظهار فاتورة الشراء الاصلية يقتصر هذا الضمان على الاجهزة التي ثبت وجود عيوب فيها.

من اجل الحصول على خدمة الضمان لجهاز Sensica الخاص بك يرجى الانتقال الى موقعنا او الاتصال بمركز www.sensica.co.il خدمة العملاء للحصول على المساعدة .www سوف تجد الرقم على الموقع) اثبات Sensica تطلب (sensica.co.il الشراء, يرجى تقديم فاتورة او ايصال .شراء يوضح تاريخ الشراء

ادخل الرقم التسلسلي الخاص بك على موقعنا لتفعيل الضمان الخاص بك

www.sensica.co.il

Гарантия

Поздравляем вас с обновкой! Вы приобрели изделие производства Sensica.

Мы полностью доверяем продукции Sensica, так как мы знаем, что компания соблюдает самые высокие стандарты. Наши устройства проходят множество различных тестов и проверок качества. Но если случится то, что никак не должно случиться, и вы все же обнаружите в нашем изделии какую-либо проблему, ее покроет гарантия.

Ограниченная гарантия на два года

Гарантия покрывает только устройства Sensica. Другие товары от производителя Sensica, такие как пэды или кремы, входят в категорию расходных материалов, и они не покрываются этой гарантией.

Ограниченная гарантия покрывает неисправности, которые вытекают из производства вашего устройства, независимо от того, приобрели ли вы его напрямую на сайте www.sensica.co.il, или у одного из наших лицензированных распространителей. Подтверждение гарантии будет предоставлено только с предъявления оригинальной квитанции. Гарантия распространяется только на устройства, в отношении которых доказано, что они неисправны.

Для получения услуг по гарантии на изделие производства Sensica необходимо зайти на сайт или позвонить в наш отдел обслуживания клиентов, где вам окажут помощь (номер телефона вы найдете на сайте www.sensica.co.il).

Для того чтобы вы могли воспользоваться гарантией, Sensica потребует доказательство покупки. Предъявите квитанцию или подтверждение доставки, в которых будет указана дата приобретения товара.

Введите ваш серийный номер на нашем сайте,
чтобы активировать вашу гарантию.

www.sensica.co.il

Модель: ST100



Двойная изоляция



Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкциями по применению



Утилизация отходов электронного и электрического оборудования



Перед использованием просьба обязательно прочитать все разделы, содержащие предупреждения и меры безопасности.



Избегайте попадания влаги.



Запрещается пользоваться этим устройством в непосредственной близости от воды или в самой воде (например, в умывальнике, в душе или в ванной)- в связи с опасностью поражения электрическим током!



Наши изделия и упаковка пригодны для вторичной переработки, не выбрасывайте их!

CE

UK CA



Используйте прибор только с оригинальным блоком питания. Из соображений вашей же безопасности никогда не используйте адаптеры постоянного тока, не одобренные производителем этого прибора.

Технические Характеристики Прибора

Ручной прибор для радиочастотной терапии работает на двухполярной радиочастотной энергии мощностью 10±0.5 Вт

Частота
1±0.05 МГц

Выбираемый уровень выходной мощности
3 уровня

Механический массаж
Осуществляется путем перемещения RF электродов

Скорость
50-100 об/мин

Температурные датчики
Радиочастотное нагревание автоматически отключается, когда температура кожи достигает 40°C/104°F. Повторное включение нагрева происходит при снижении температуры

Область обработки
~2.2 см^2 / 0.34 дюйма^2

Внешний источник питания
Вход 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Выход 9В постоянного тока, 1.5А

Размер и вес прибора
140г, 173мм X 56.8мм X 53.1мм ДхВхШ

4.93 унций, 6.8 дюймов X 2.23 дюйма X 2.09 дюйма

Инструкции по хранению

Условия хранения и транспортировки	
Температура	От -25°C до 70°C (-13°F до 158°F)
Влажность	От 10% до 90% ОВ при 55°C/131°F
Давление	Не конденсируется
Рабочие условия	
Температура	От 5°C до 40°C (От 41°F до 104°F)
Влажность Максимальная рабочая	От 20% до 80% ОВ
высота	3000 м.

Служба Поддержки

Если ваш прибор сломался/ перестал работать, или если вам требуется дополнительная помощь/ информация, пожалуйста, свяжитесь с нами. Помимо этого, вы можете связаться с нами, чтобы заказать дополнительный базовый гель, или можете приобрести его онлайн на сайте sensica.com. Чтобы узнать, как следует обращаться в службу поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с контактными данными на внутренней стороне задней крышки.

Выявление и устранение неисправностей

Если прибор не включается:

- Убедитесь, что сетевой кабель правильно вставлен в электрическую розетку и в разъем питания прибора.

Если вы не чувствуете тепла:

- Проверьте надежность контакта с кожным покровом (показатель – зеленый свет).
- Убедитесь, что вы нанесли достаточное количество базового геля.
- Помните, что прибор реагирует на вашу кожу и временно может снижать нагрев из соображений безопасности.

См. таблицу индикаторов состояния в разделе **Описание частей прибора**

В случае загрязнения или наличия мусора на электродах:

- Вы должны очистить их в соответствии с разделом **Уход и хранение**. В случае если вам не удается очистить какую-то область, обратитесь в нашу службу поддержки.

В случае общей ошибки:

- Перезагрузите прибор, отсоединив шнур питания от розетки на стене, подождите 10 секунд, а затем снова подключите его.

Если и после этого проблемы с вашим прибором остаются, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Предупреждение: Избегайте контакта с глазами, глазными впадинами, ноздрями и полостью рта, так как обработка в этих областях может вызвать неблагоприятные последствия.

Предупреждение: Не следует обрабатывать нижнюю треть шеи, поскольку эта область более чувствительна, а также область щитовидной железы (отмечено значком ⚠).

- Реакция на проведение процедур у разных людей разная и зависит от окружающей среды, биологических факторов, наследственности и возраста.

Обслуживание Устройства

Уход и хранение

- Перед тем как приступать к очистке, убедитесь в том, что прибор выключен и отключено от сети.
- Рекомендуется очищать прибор, особенно электроды, датчики температуры и силиконовый чехол, от остатков базового геля мягкой влажной тканью или влажными салфетками.

Запрещается промывать прибор под проточной водой, так как это может вызвать неисправность прибора.

- Сохраняйте прибор сухим. Запрещается держать, хранить и использовать данный прибор в опасной близости с ваннами, душевыми кабинами, раковинами или другими емкостями, содержащими воду, поскольку это может стать причиной серьезного поражения электрическим током.

"Марионетки"		5 минут для каждой стороны	Медленные движения вверх и вниз над "марионетками"
Подбородок		5 минут	Из стороны в сторону
Линия подбородка		5 минут для каждой стороны	Медленные вертикальные движения вверх и вниз вдоль подбородка
Шея		5 минут для каждой стороны	Медленные вертикальные движения вверх и вниз по шее
Декольте		5 минут для каждой подобласти в 4 кв. см	Медленные круговые движения по декольте
Руки		5 минут для каждой подобласти в 4 кв. см	Медленные круговые движения по рукам

Рекомендуемый Протокол Процедур

Для достижения долгосрочных результатов пользуйтесь прибором раз в неделю для каждой желаемой области в течение 8 недель.

Для поддержания оптимальных долгосрочных результатов можно проводить поддерживающие процедуры по мере необходимости каждые 4-8 недель.

Область обработки	**Рекомендуемое время обработки**	**Рекомендуемое движение устройства**
Лоб 	10 минут	Медленные вертикальные движения вверх и вниз по лбу
"Межбровье" 	5 минут	Маленькие круговые движения или движения вверх и вниз
"Гусиные лапки" 	5 минут для каждой стороны	Непрерывные, медленные круговые движения "из стороны в сторону"
Щеки - носогубки 	5 минут для каждой стороны	Медленные круговые движения по щекам и носогубкам

кожей. В случае если Sensilift не обеспечивает полного контакта, RF энергия не дойдет до места назначения.

Примечание: прибор автоматически отключается через 45 секунд отсутствия контакта с кожей.

5. Если вы примерно через 10 секунд не почувствуете тепла, попробуйте использовать Sensilift на меньшей площади обработки и/или увеличьте уровень RF энергии.
6. По завершении процедуры удалите остатки "Базового геля" с обработанной области.
7. Инструкции по очистке до и после процедуры представлены в разделе Уход и хранение.

Шаг 3: Уход после лечения

- Мы рекомендуем также использовать антивозрастной крем Sensica для повышения эффективности и обеспечения долгосрочных результатов (доступен для приобретения на сайте www.sensica.com).
- Нанесите солнцезащитный крем с высоким фактором защиты (не менее 30 SPF) и обеспечьте защиту обработанной области от солнечного света в течение двух недель после процедуры.
- После процедуры не рекомендуется пользоваться горячей водой для лица, а также использовать абразивные или жесткие изделия в течение последующих двух дней.
- Макияж можно наносить сразу после процедуры.

3. Запрещается использовать для чистки кожи такие легковоспламеняющиеся жидкости как спирт (включая духи, дезинфицирующие или другие средства, содержащие спирт), или ацетон за час до использования данного прибора, поскольку это может привести к ожогу кожи.

4. Прибор подходит и для мужчин. Однако пользователи-мужчины должны перед процедурой убедиться, что кожа гладко выбрита.

Шаг 2: Работа с прибором

1. Перед началом работы убедитесь в том, что прибор чистый, сухой и в исправном состоянии.

2. Нанесите равномерный слой "Базового геля", включенный в ваш набор, на область кожи, предназначенную для обработки.

3. Установите уровень RF энергии и скорость массажа на уровень, выбранный вами в предварительном тесте. Легким прикосновением нажимайте несколько раз на кнопку выбора уровня RF энергии ⟅⟅⟅ до тех пор, пока не достигнете нужного вам уровня: 1, 2 или 3. Легким прикосновением нажимайте кнопку уровня массажа несколько раз, пока не достигнете нужного уровня: 1 или 2.

Примечание: Прибор автоматически прекращает нагрев, когда достигается желаемая температура; как только температура снижается, нагрев возобновляется.

---

4. Поместите 2 электрода в виде щупальцев на предполагаемую область так, чтобы был полный контакт с кожей во время всей процедуры. Зеленый индикатор статуса прибора Sensilift подтвердит наличие хорошего контакта с

Примечание: Вы можете выбрать любой уровень RF энергии, который считаете комфортным для себя. Уровень RF энергии указывает на скорость повышения температуры в режиме нагрева. Высокий уровень RF энергии позволяет добиться быстрого и более равномерного нагрева. Вы можете получить максимальные результаты с любыми уровнями RF энергии, но при более низких уровнях потребуется больше времени для достижения эффективной температуры.

Инструкции Для Пользователя

Прибор предназначен для использования на лице, заломах и морщинах на щеках- носогубках, морщин марионеток, "гусиных лапках", лбу, подбородке, линиях подбородка, разрешенных участках шеи, декольте и руках.

Что Вы можете почувствовать во время процедуры

Во время процедуры может возникать:

- Чувство тепла, вызываемое RF энергией.
- Небольшое покраснение или розовый оттенок кожи- во время и сразу после каждой процедуры.

Шаг 1: Подготовка кожи

1. Перед использованием убедитесь, что ваша кожа сухая, чистая и свободна от препаратов наружного применения, таких как: увлажняющие средства или жидкости, косметика.
2. Перед процедурой снимите украшения с области обработки и с рук.

Предварительный Тест

Предварительный тест предназначен для определения реакции вашей кожи на процедуру, что поможет найти оптимальные настройки для каждой области лечения.

Необходимо выполнять предварительный тест для каждой области, которую вы предполагаете лечить, за 48 часов до первой полной процедуры.


- Подготовьте кожу, как это описано ниже в **Шаге 1: Подготовка кожи**. Инструкции по работе с прибором можно найти ниже в разделе “Шаг 2: Работа с прибором”.
- Перед использованием прибора нанесите на область проведения процедуры равномерный слой Базового Геля.
- Начните свой тест с уровня энергии 1 и уровня массажа 1 и перемещайте прибор маленькими круговыми движениями.
- Увеличивайте уровень энергии и массажа так, чтобы вам было приятно. Прекратите тест при ощущении дискомфорта или нежелательных эффектов.
- Выполните предварительный тест в течение примерно 3 минут.
- Через 48 часов осмотрите протестированную область кожного покрова.
- Если кожа в протестированной области выглядит нормально, и нежелательные эффекты отсутствуют, вы можете приступать к выполнению всей процедуры с наиболее удобным для вас уровнем энергии, который вы тестировали.

Описание Частей Прибора

1. **Кнопка включения/выключения и выбора энергии** - Легкое прикосновение к кнопке (после подключения прибора к источнику питания) ВКЛЮЧИТ прибор на первом уровне энергии, что отобразится одним зажженным индикатором на дисплее уровня энергии. После достижения максимального уровня еще одно легкое прикосновение ВЫКЛЮЧИТ прибор. **Прибор перейдет в режим ожидания, если будет оставаться в нерабочем состоянии в течение 45 секунд.**
2. **Индикаторы состояния**

Индикатор состояния	**Мигающий желтый свет**	Прибор находится в **режиме ожидания**. В случае отсутствия света проверьте, правильно ли подключен сетевой кабель.
	Постоянный зеленый свет	Прибор находится в **режиме работы**. RF активирован, установлен контакт с кожей, процедура выполняется.
	Поочередное мигание зеленого и желтого света	Прибор находится в **режиме ошибки**. Прибор обнаружил неисправность и не допускает активацию RF функций и массажа.
Кнопка выбора уровня RF энергии	**Индикаторы уровней энергии 1-3**	Когда горит зеленый свет, это указывает на активацию RF энергии. Нажимайте кнопку выбора уровня РЧ энергии несколько раз, пока не достигнете нужного уровня: 1, 2, 3 или выключение.
Кнопка выбора уровня массажа	**Индикаторы уровней массажа 1-2**	Когда горит зеленый свет, это указывает на то, что функция массажа активна. Нажимайте кнопку выбора уровня массажа несколько раз, пока не достигнете нужного уровня: 1, 2, или выключение.

Компоненты Устройства



Возможные Побочные Эффекты

При использовании прибора в соответствии с Инструкцией по применению нежелательные эффекты встречаются редко. Тем не менее, каждая косметическая процедура, включая использование домашних устройств, может вызвать определенный уровень нежелательных эффектов (как указано в приведенной ниже таблице).

В случае возникновения нежелательных эффектов прекратите пользоваться прибором и при необходимости проконсультируйтесь со своим врачом.

Легкие нежелательные эффекты должны пройти сами по себе в течение нескольких часов.

Тяжесть нежелательного эффекта	**Частота нежелательного эффекта**	**Нежелательные эффекты**
Легкие	**Частые**	Местная боль Раздражение кожи Покраснение кожи Чувствительность кожи Аллергия или чувствительность к Базовому Гелю
Умеренные	**Редкие**	Легкие ожоги кожи Изменения пигмента Чрезмерное покраснение и отек Крапивница, пурпура или экхимоз Гематома
Тяжелые	**Крайне редкие**	Тяжелые ожоги Инфекция Синяки Пузырчатка

Технология DRF™ (Динамическая Радиочастотная)

Данный прибор представляет собой новый подход к неинвазивной омолаживающей процедуре кожи, который сочетает запатентованную технологию Sensica Dynamic RF™ с клинически проверенной радиочастотной (RF) технологией, широко применяемой врачами, и передовым массажем лица.

Радиочастотная (RF) технология является формой электромагнитной энергии, предназначенной для уменьшения морщин, уплотнения и восстановления упругости кожи. Она подходит для всех типов кожи, легка в использовании и обеспечивает заметные и долгосрочные результаты.

Вот уже много лет RF технология используется клиническими врачами, и признана очень эффективной. Прибор оснащено двумя электродами, которые направляют радиочастотную энергию в кожу, вызывая сокращение коллагеновых волокон и стимулируя естественный процесс производства коллагена, который снижается с возрастом. При правильном использовании и соблюдении **Рекомендуемого протокола проведения процедур** прибор способствует уменьшению появления морщин, уплотняет кожу и восстанавливает её упругость. Результаты могут быть заметны уже после выполнения одной процедуры.

Предназначение Прибора

Данный прибор предназначен:

- Для женщин и мужчин, желающих уменьшить морщины на лице, уплотнить кожу лица и восстановить ее упругость.
- Для использования на лице, заломах и морщинах на щеках, морщин марионеток, "гусиных лапках", лбу, подбородке, линиях подбородка, разрешенных участках шеи, декольте и руках.
- Для использования на мелких и умеренно глубоких морщинах.
- Для использования с Базовым Гелем. Этот гель специально разработан для работы с прибором Sensica RF и обеспечивает правильную доставку радиочастотной энергии. Это позволяет добиться оптимальных результатов за счет необходимого контакта между прибором и кожей, что усиливает проводимость кожи.

Примечание: Прибор Sensilift специально разработан для вашего личного пользования и предназначен только для одного пользователя и только для использования в домашних условиях.

- Над солнечными ожогами, темными коричневыми или черными пятнами, такими как веснушки, родинки, родимые пятна или пузыри в зоне лечения.
- Если у вас аллергия или чувствительность к хрому, никелю или какому-либо компоненту Базового Геля.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные риски, связанные с этим.
- Запрещается использовать прибор на волосистых участках тела, так как это может привести к ожогу волос.

Примечание: Если вы прошли другие косметические процедуры в зоне предполагаемого лечения, или если вы лечили кожу прописанным лекарством за последние 3 месяца, или если у вас есть какие-либо опасения относительно возможных неблагоприятных последствий, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием прибора.

Предупреждения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться этим прибором:

- Если у вас есть постоянные имплантаты в области предполагаемого лечения, включая среди прочего: силиконовые или введенные химические материалы, металлические пластины или другие металлические материалы.
- Если вы делали пластическую операцию, такую как подтяжка лица или хирургия век, или если вы делали косметические инъекции наполнителей, таких как: гиалуроновая кислота, коллаген, жир или ботулотоксин, в области лечения в течение последних 3 месяцев.
- Если вам делали профессиональный химический пилинг за последние 3 месяца с использованием альфа-гидроксильных кислот (AHA), таких как гликолевая кислота, или бета-гидроксильные кислоты (BHA), или если вам делали профессиональный абразивный пилинг лица, такой как: дермабразия, шлифовка лица, глубокий химический пилинг (фенол, трихлоруксусная кислота-ТХК), и/или аблятивные лазерные процедуры в течение последних 3 месяцев.
- Над ноздрями, губами, ушами, грудью или половыми органами, или в зонах, не рекомендованных в данном руководстве пользователя.
- Над щитовидной железой, так как это может вызвать нежелательные последствия.
- Над веками, глазами или боковыми частями глаз (рядом с носом), так как это может привести к повреждению глаз.
- Если у вас есть металлические предметы, такие как украшения или пирсинги, или татуировки или постоянный макияж в области, предназначенной для лечения.

- страдаете от нарушений свертываемости крови, чрезмерных кровотечений или синяков, нарушений при заживлении ран, или если вы регулярно принимаете препараты, разжижающие кровь.
- имеете историю тромбоза глубоких вен.
- имеете историю коллагеновых нарушений или страдаете от келоидных рубцов (образование лишней рубцовой ткани в местах заживления кожи после травмы).
- страдаете от общих тяжелых заболеваний, таких как гепатит, заболевания печени или эпилепсия.
- страдаете от чувствительной или поврежденной кожи, такой как частые покраснения или сыпь, воспаления, высыпания (например, псориаз), пузыри, язвы, инфекции, акне или чрезмерно сухая кожа.
- имеете нарушенное или преувеличенное восприятие изменений температуры.
- принимали препарат Аккутан в течение последних 6 месяцев.
- страдаете в области проведения процедур от заболевания, вызываемого теплом, а также от активного заболевания кожи, такого как герпес, экзема, сыпь и т. д.
- имеете рак кожи; области, подверженные риску злокачественного новообразования, или если вы проходили лучевую терапию или химиотерапию в течение последних 3 месяцев.
-

соответствии с данными «Инструкциями по использованию» и только для указанных там целей.

- Запрещается пользоваться прибором, если какая-либо его часть отсутствует, повреждена или потеряна; если прибор не работает как следует; если вы видите или чувствуете запах дыма, или если прибор выглядит влажным или мокрым.
- Перед каждым использованием убедитесь в том, что прибор чистый, сухой и не имеет повреждений. Инструкции по уходу подробно описаны ниже в разделе **"Уход и хранение"**.
- Запрещается использовать прибор без предварительного нанесения Базового Геля.
- Запрещается использовать Базовый Гель, срок годности которого истек.

Примечание: Базовый Гель предназначен только для наружного применения- не допускайте его попадания в глаза. Если это случилось, немедленно промойте глаза водой.

Противопоказания

Запрещается пользоваться этим прибором, если вы:

- имеете активный имплантат, такой как кардиостимулятор или инсулиновый насос, либо страдаете серьезным заболеванием сердца, например, таким как аритмия.
- если вы беременны или кормите грудью.
- страдаете от тяжелых или неконтролируемых эндокринных или метаболических нарушений, таких как диабет или неконтролируемое заболевание щитовидной железы.
- имеете нарушения иммунной системы или аутоиммунные заболевания, такие как СПИД или Лупус, или если вы принимаете препараты, влияющие на иммунную систему.

Прежде чем приступать к первой процедуре, необходимо внимательно прочитать изложенную ниже информацию. Если у вас остались какие-либо сомнения, или вы не уверены в том, что данный прибор безопасно для вас, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

Меры Предосторожности

- Запрещается использовать такие легковоспламеняющиеся жидкости, как спирт (включая духи, дезинфицирующие или другие средства, содержащие спирт), или ацетон для очистки кожи за час до использования данного прибора, так как это может привести к ожогу кожи.
- Запрещается открывать или ремонтировать прибор, так как это может подвергнуть ваш организм воздействию опасных электрических компонентов.
- Запрещается держать, хранить и использовать данный прибор в опасной близости с ваннами, душевыми кабинами, раковинами или другими емкостями, содержащими воду, поскольку это может стать причиной серьезного поражения электрическим током.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к источнику электропитания, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Храните прибор в недоступном для детей и животных месте.
- Запрещается пользоваться прибором тем, кому не исполнилось 18 лет.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Пользоваться прибором разрешается только в

Содержание

Меры Предосторожности 58
Противопоказания 57
Предупреждения 55
Предназначение Прибора 53
Технология DRF™ (Динамическая Радиочастотная) 52
Возможные Побочные Эффекты 51
Компоненты Устройства 50
Описание Частей Прибора 49
Предварительный Тест 48
Инструкции Для Пользователя 47
Обслуживание Устройства 42
Технические Характеристики Прибора 39

Warranty Card

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective. In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website or call our customer service center for assistance (you will find the number at www.sensica.com). Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device.

Enter your serial number on our website
to activate your warranty.

www.sensica.com

Model: ST100



Double insulation



Consult Instructions for use



Waste Electronic and Electrical Equipment



Please read all warnings and safety precautions prior to use



Protect from moisture



This device must not be used near to water or in water itself (e.g., in a wash basin, in the shower or bathtub) – risk of electric shock!



Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!

CE

UK CA



Use the device only with the original power supply. For your safety, never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.

English

MD 04565 A0 / RD 11012 H0

Device specification parameters

The RF handheld device is powered by bipolar RF at 10±0.5Watt

Frequency
1±0.05MHz

Selectable output power level
3 levels

Mechanical massage
Implemented by moving RF electrodes.

Speed
50-100 RPM

Temperature sensors
RF heating is automatically deactivated when skin temperature reaches 40°C/104°F. The heating is reactivated when temperature decreases.

Treatment area
~2.2cm² / 0.34in²

External power supply
Input 100-240VAC, 50-60Hz,
Output 9VDC, 1.5A

Device size and weight

140g, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Storage Instructions

Storage and transport conditions	
Temperature	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humidity	10% to 90% RH at 55°C/131°F
Pressure	Non-condensing
Operational conditions	
Temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humidity	20% to 80% RH
Max operating altitude	3,000 m.

If you cannot feel heat:

- Verify full contact with the skin (indicated by a green light).
- Verify that you applied enough Base Gel.
- Remember that the device reacts to your skin and may temporarily reduce heat for safety reasons.

See status indicator table in the **User Interface Description** section.

In case of dirt or debris on the treatment fingers:

- you should clean them in accordance with the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

In case of a general error:

- reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.

Customer Service

If your device has broken/ stopped working or if you need any further assistance/ information, please contact us. You may also contact us to order additional Base Gel or you can purchase it online at sensica.com.

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Warning: avoid contact with the eyes, eye cavities, nostrils and oral cavity, as treatment in these areas may cause adverse effects.

Warning: avoid treatment in the lower third of the neck since this area is more sensitive and avoid treating the thyroid area (marked ⚠).

- Response to the treatment differs between individuals and depends on environmental and biological factors, heredity and aging.

Device Maintenance

Cleaning & Storage

- Make sure to turn off and unplug the device before cleaning.
- It is recommended to clean the device, especially the treatment fingers, temperature sensors, and silicone cover, of residual Base Gel with a soft damp cloth or wipes.

Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction.

- Keep the device dry. Never place, store or use the device near: bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause severe electrocution.

Troubleshooting

If the device does not turn on:

- Make sure that the power cord is plugged properly into the electrical outlet and into the device power socket.

"Smile folds"		5 minutes for each side	Slow up and down motions over the "smile folds"
Chin		5 minutes	Side to side
Jawline		5 minutes for each side	Slow up and down motions along the jaw
Neck		5 minutes for each side	Slow up and down motions across the neck
Decolletage		5 minutes for each 4cm^2 sub-area	Slow circular motions across decolletage
Hands		5 minutes for each 4cm^2 sub-area	Slow circular motions across hands

Recommended Treatment

For long-lasting results, use the device once a week on each desired area for a period of 8 weeks. Maintenance treatments may be performed as needed every 4-8 weeks.

Treatment Area	Recommended Treatment Time	Recommended Device Movement
Forehead 	10 minutes	Slow up and down motion across the forehead
“Eleven” 	5 minutes	Small circular movements or up and down
"Crow's feet" 	5 minutes for each side	Continuous, slow 'side to side' circular motions
Cheeks 	5 minutes for each side	Slow circular motions across the cheek

level button repeatedly until you reach the desired level: 1 or 2.

Note: The device stops the heating when desired temperature is achieved; heating is then re-activated when the temperature beings to drop.

4. Place the treatment fingers on the intended area, ensuring full contact with your skin during the entire treatment. Sensilift will indicate the proper skin contact by the green status light. If Sensilift is not properly placed, the RF energy will not be delivered.

Note: The device will automatically turn-off after 45 seconds of no skin contact.

5. If you do not feel sensations of warmth after approximately 10 seconds, try moving Sensilift on a smaller treatment area, and/or increasing the RF energy.
6. After completing the treatment, wipe off the remaining Base Gel from the treated area.
7. Cleaning instructions for before and after treatment are depicted in the **Cleaning & Storage** section.

Step 3: Post Treatment Care

- We recommend you also use Sensica's anti-aging cream to increase treatment efficacy and ensure long-lasting results (available for purchase at www.sensica.com).
- Apply a high-factor sunscreen (at least 30 SPF) and protect the treated area from sunlight for two weeks following treatment.
- Following the treatment, avoid any usage of hot water on your face and discontinue usage of abrasive or harsh products for two days.
- Makeup may be applied immediately after treatment.

- If the skin in the tested area appears normal and no adverse effects are present, you can proceed with a full treatment at the highest comfortable energy level that you tested.

Note: You may select any RF energy level that you find comfortable. The RF energy level indicates the rate at which the temperature rises when in heating mode. A high RF energy level will enable faster and more even heating. You can achieve maximum results with all RF energy levels, but, for lower levels, it will take more time to reach the effective temperature.

Step 1: Prepare your skin

1. Prior to use, make sure your skin is dry, clean and free of topical products such as: moisturizers, liquids or lint.
2. Remove jewelry from the treatment area as well as from your hands, prior to use.
3. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
4. The device is suitable for men. However, male users should make sure their skin is clean-shaven before treatment.

Step 2: Device Operation

Sensilift is equipped with 2 safety sensors which will keep the temperature in the effective and safe range during the entire treatment.

1. Make sure the device is clean, dry and intact prior to use.
2. Apply an even layer of Base Gel, included in your kit, on the area of your skin intended for treatment.
3. Set the Radio Frequency (RF) energy level and the massage speed to the level you selected in your preliminary test treatment. Gently touch the RF energy level selection button ⟆ repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or 3. Gently touch the massage

User Instructions

The device is intended for use on: cheeks, nasolabial "smile" folds, "crow's feet" (next to your eyes), forehead, chin, allowed areas of the neck, décolletage and hands.

What to Expect

During your treatment, it is normal to experience:

- Sensations of warmth created by the RF energy.
- Some mild red or pink color on the skin – during and just after each treatment.

Preliminary Test

The preliminary test is intended to determine your skin's reaction to the treatment and help you find the optimal settings for each treatment area.

Perform a preliminary test on each area you intend to treat 48 hours prior to the first full treatment.

- Prepare your skin as described below in **Step 1: Prepare your skin**.
- Before using the device, apply an even layer of the Base Gel on the treatment area.
- Start your test with energy level 1 and massage level 1 and move the device in small circular motions.
- Increase the energy and massage levels according to your comfort. Stop the test if you do not feel comfortable or if you see adverse effects.
- Perform the preliminary test for a total time of about 3 minutes.
- Wait 48 hours and examine the tested area.


User interface description

1. **ON/OFF and energy selection button** - A gentle touch on the button (after the device is connected to the power supply) will turn the device ON at energy level 1, shown by 1 illuminated light in the energy level display. Once it reaches the highest level, another gentle touch will turn the device OFF. **The device will switch to standby mode when left unattended for 45 seconds.**

2. **Status indicators**

Status indicator	**Blinking yellow light**	The device is in **standby mode**. In case of no light, make sure the power cord is plugged-in properly.
	Steady green light	The device is in **treatment mode**. RF is activated, skin contact is detected, and the treatment is undergoing.
	Blinking alternating green and yellow lights	The device is in **error mode**. The device detected a malfunction and prevents the activation of the RF and massage functions.
RF energy level selection touch button	**1-3 energy levels lights**	When the green light is on, it indicates that the RF energy is active. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, 3 or off.
Massage level selection touch button	**1-2 massage level lights**	Touch the massage level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or off.

Device Components



Possible Adverse Effects

When using the device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse effects (as listed in the table below).

In case adverse effects appear, stop using the device and consult with your physician if necessary.

Mild adverse effects should be spontaneously relieved within a few hours.

Severity	Frequency	Adverse Effects
Mild	**Common**	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Allergies or sensitivity to the Base Gel
Moderate	**Rare**	Mild skin burns Pigment changes Excessive redness and swelling Urticaria, purpura or ecchymosis Hematoma
Severe	**Extremely Rare**	Severe burns Infection Bruising Blistering

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service).

DRF™ (Dynamic radio frequency) Technology

This device brings a new approach to non-invasive skin rejuvenation featuring Sensica proprietary Dynamic RF technology, combining clinically proven RF (Radio Frequency), commonly used by doctors, with advanced facial massage.

Radio Frequency (RF) is a form of electromagnetic energy, intended to reduce wrinkles, tighten the skin, and renew skin elasticity. It is suitable for all skin tones, easy to use, and provides noticeable, long-lasting results.

RF technology has been used in doctors' clinics for several years and was found to be highly effective. The device has two electrodes that deliver the RF energy into the skin to contract collagen fibers and stimulate the natural production of collagen, which decreases as we age. If used correctly and according to the **Recommended Treatment**, the device will reduce the appearance of wrinkles as well as tighten the skin and renew elasticity. Results may be visible after just one treatment.

Intended Use

The device is intended:

- For women and men who want to: reduce facial wrinkles, tighten their facial skin, and renew skin elasticity.
- For use on: face, cheeks, "smile" folds, "crow's feet", forehead, chin, jawlines, allowed areas of the neck, décolletage, and hands.
- For use on fine to moderate depth wrinkles.
- To be used with the Base Gel. This gel is especially designed to work with Sensica RF devices and ensures proper delivery of RF energy. This will provide the best possible results by improving contact between the device and the skin to improve skin conductivity.

Note: Sensilift is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

genital area, or areas not recommended in this user manual.

- Over the thyroid since it may cause adverse events.
- Over the eyelids, eyes or sides of the eyes (next to your nose), since it may cause eye damage.
- If you have any metal items, such as jewelry or piercings, or tattoos or permanent make up on the designated treatment areas.
- Over sunburns, dark brown or black spots such as: freckles, birth marks, moles or blisters in the treatment area.
- If you are allergic or sensitive to chrome, nickel or any component of the Base Gel.
- Do not use the device over hairy areas of the body, as this may result in the hairs being burnt.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures in the designated treatment area, or if you have treated the skin with a prescribed drug within the past 3 months, or if you have any concerns regarding potential adverse effects, please consult your physician before using the device.

- Have diminished or exaggerated perception of temperature change.
- Have taken Accutane in the past 6 months.
- Have a heat-induced disease or an active skin disease, such as herpes, eczema, rashes etc., in the treatment area.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have any permanent implants in the designated treatment area, including but not limited to: silicon or injected chemical materials, metal plates or other metal materials.
- If you had plastic surgery, such as face lifting or eyelid surgery, or if you had aesthetic injections of fillers such as: Hyaluronic Acid, Collagen, fat or Botulinum Toxin, in the treatment area within the past 3 months.
- If you have had a professional chemical peel within the past 3 months with a Hydroxyl Acids (AHA), such as glycolic acid, or β Hydroxyl Acid (BHA), or if you had a professional facial abrasion such as: dermabrasion, facial resurfacing, deep chemical peeling (phenol, Trichloroacetic acid-TCA), and/or ablative laser treatments within the past 3 months.
- Over nostrils, lips of the mouth, ears, breast or

- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the Cleaning & Storage section.
- Do not use the device without first applying the Base Gel.
- Do not use the Base Gel after its expiration date.

Note: The Base Gel is for external use only - avoid direct contact with eyes. In the event that such contact does occur, wash the eyes immediately with water.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant, such as a pacemaker or insulin pumps, or if you have any known severe heart disorder, such as arrhythmias.
- Are pregnant or breastfeeding.
- Suffer from severe or uncontrolled endocrine or metabolic conditions, such as diabetes or uncontrolled thyroid disease.
- Have a damaged immune system or autoimmune disorder, such as AIDS or Lupus, or if you use drugs that influence the immune system.
- Suffer from blood clotting disorders, excessive bleeding or bruising, damaged wound healing or if you routinely take blood-thinning medication.
- Suffer from a history of deep vein thrombosis.
- Have a history of collagen disorders or suffer from keloid scarring (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury).
- Have a general extreme illness, such as hepatitis, liver disease or epilepsy.
- Suffer from sensitive or damaged skin, such as in cases of frequent redness or rash, inflammations, breakouts (such as psoriasis), blisters, sores, infections, acne or extra dry skin.

Carefully read the information below before you begin your first treatment. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or nearby water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components which may cause serious bodily damage.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet, or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer.
  In case of power cable damage, the cable should only be replaced by the manufacturer or qualified distributor. Contact our customer service for further assistance.

Table of contents

Precautions 77
Contraindications 76
Warnings 75
Intended Use 73
DRF™ (Dynamic radio frequency) Technology 73
Possible Adverse Effects 72
Device Components 71
User interface description 70
Preliminary Test 69
User Instructions 69
Device Maintenance 64
Device specification parameters 62